



## DNARNA 上样缓冲液 (6X)

**D745358**

储存温度 2-8°C 储存

### 产品介绍

本试剂用于琼脂糖凝胶电泳快速检查 RNA/DNA 完整性。6×DNA/RNA loading buffer 为 6 倍浓缩的溶液，使用时使其终浓度为 1×即可。

### 产品特点

1. 本产品中含有 2 种染料-二甲苯青和黄色染料，方便观察样品的电泳状况，防止 DNA 条带跑出凝胶。
2. 即用型试剂。
3. 无 RNA 酶活性。

### 使用方法

按照每 5  $\mu$ l 样品，加入 1  $\mu$ l 6×RNA/DNA loading buffer 比例，混合后直接上样电泳。