

UltraBio™支原体去除试剂

货号: M751649 | 规格: 1ml、5×1ml | 保存条件: Store at -20°C for 18 months. Store in the dark. Upon receipt, it is recommended to aliquot. Avoid freeze/thaw cycle.

基本描述

项目	内容
别名	支原体清除剂
英文别名	Mycoplasma Removal Agent Mycoplasma Elimination Reagent Mycoplasma scavenger
规格或纯度	BioReagent,用于细胞培养,无菌, UltraBio™,无支原体, 100X
稳定性与储存	Store at -20°C for 18 months. Store in the dark. Upon receipt, it is recommended to aliquot. Avoid freeze/thaw cycle.
英文名称	UltraBio™ Mycoplasma Removal Agent
储存条件	避光,-20°C 储存
运输条件	超低温运输
分子类型	生物试剂/缓冲液

产品介绍

UltraBio 支原体清除剂是一种即用型多功能补充剂，用于保护细胞培养免受细菌、真菌、酵母和支原体等多种常见污染物的侵害。这种保护作用是由于结合了具有抗生素和抗真菌特性的新型成分和可忽略的副作用而实现的。当如下所述将 UltraBio 支原体去除剂添加到培养基中时，常规抗生素如青霉素、链霉素、制霉菌素等的应用。可以安全地省略。UltraBio 支原体清除剂可作为常规添加剂直接添加到培养基中，以保护细胞培养物。本产品与 Minerva Biolabs 公司的 Zell Shield®为同类产品，效果基本一致。

预防措施和储存

UltraBio 支原体清除剂仅供研究使用。避免接触眼睛和皮肤。如果直接接触，用水冲洗。

处理本产品时请戴手套。不要吞咽。

UltraBio 支原体清除剂以冷藏包装运输，必须储存在≤-18°C 的温度下。添加了 UltraBio 支原体清除剂的细胞培养基可在 2°C 至 8°C 的温度下储存长达 4 周。本产品对光敏感，应相应储存。

使用说明

UltraBio 支原体清除剂的应用非常简单:无菌溶液是添加到细胞培养基中的 100 倍浓缩液。一个 50 毫升的瓶子足够装 5 升培养基。UltraBio 支原体清除剂可直接添加到任何动物细胞培养瓶或培养板中,最好是在更换培养基时或细胞传代后添加。UltraBio 支原体清除剂应在 37°C 下培养 7 天后更新,以实现最大程度的保护。

UltraBio 支原体清除剂含有一种氟喹诺酮,可与其他用作耐药性标记的抗生素结合使用。其他抗生素成分不被用作抗性标记。

联系我们 / 全球办公室

如您对产品有技术问题、需要询价或查询订单状态,我们各地区的客户服务和技术支持团队可随时为您提供协助,请就近联系您所在区域的办公室。

中国区销售与客户服务

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 楼

电话: 400-620-6333

购买邮箱: sales@aladdin-e.com

客服邮箱: customer-care@aladdin-e.com

股票代码: 688179

免责声明

- 本产品仅供科研使用,不得用于医药、临床诊断或治疗、食品、化妆品及家庭等用途。
- 本产品不是按欧盟 IVDR (EU) 2017/746 取得 CE 认证的体外诊断器械,也未取得 FDA 批准 (21 CFR)。仅限有资质的科研单位、企业及专业人员用于研发用途。
- 若产品任一组分按 GHS (GB 30000 系列) 属于危险化学品,相关的安全技术说明书 (SDS) 的内容优先于本说明书,请参照 SDS 进行储存、操作和废弃。
- 实验结果受样本类型、样本状态、操作过程、操作者技术等因素影响。用户应根据具体样本和下游应用进行适用性验证。
- 阿拉丁产品标签、SDS、COA 和已批准规格优先于本说明书。若产品配方、标签、SDS、储存条件、包装规格或质量标准发生变更,本文件会重新审核和发布。