



Tris-Acetate-Native 电泳缓冲液（粉末）

T767963

产品介绍

Tris-Acetate-SDS 电泳缓冲液适配于 Tris-Acetate 体系凝胶，常用于分离大分子蛋白。

T767963 用于非变性电泳（Native-PAGE）。

本产品以粉末形式提供，每包可配制 500mL 1×工作液。

使用方法

- 1.取 1 包 Tris-Acetate-Native 电泳缓冲液（粉末），倒入洁净烧杯中，加入约 400mL 超纯水，充分溶解混匀；
- 2.将溶解后的溶液转移至量筒内，使用超纯水定容至 500mL，即得 1×工作液。

注意事项：

- 1.1×工作液配制好后，可室温保存 2-3 天，4°C 保存 1-2 周；
- 2.仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床医学诊断及其他非合理用途。不得存放于普通住宅内；
- 3.为了您的安全和健康，请穿戴好个人防护装备和实验服装进行操作。