

aladdin®
阿拉丁®

聚乙二醇(PEG)修饰剂

Polyethylene Glycol Modifier

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co., Ltd.

阿拉丁聚乙二醇 (PEG) 及其衍生物

*性质

聚乙二醇 (PEG), 又称聚氧乙烯 (oxyethylene) 或聚环氧乙烷 (PEO), 是一种合成的亲水生物相容性聚合物。分子量 < 100,000 的通常被称为 PEG, 而分子量 > 100,000 的 PEG 聚合物被归类为 PEO。聚乙二醇是通过环氧乙烷开环聚合反应合成的, PEG 可以聚合成线性、分支、γ 形或多臂等几何形状。PEG 聚合物是两亲性的, 可溶于水和许多有机溶剂 (如二氯甲烷、乙醇、甲苯、丙酮和氯仿)。低分子量 (Mw < 1,000) 的聚乙二醇是粘稠无色的液体, 而高分子量的聚乙二醇是蜡质、白色的固体, 熔点与分子量成正比, 熔点的上限约为 67℃。

*应用

聚乙二醇无毒, 通常无免疫原性, 被 FDA 批准为可用于药物配方、食品和化妆品中作为辅料或载体。大多数分子量 < 1000 的 PEG 可快速从体内清除, 清除率与聚合物分子量成反比。此外, PEG 聚合物末端可连接多种官能团, 使聚合物具有更多的功能。因此, PEG 在生物医学研究中具有广泛应用: 生物接合、药物传递、表面功能化、组织工程以及许多其他应用。

PEG 偶联是药物靶点如肽、蛋白质或寡核苷酸等与 PEG 的共价生物偶联, 进而优化药代动力学特性。在药物传递中, PEG 可作为抗体-药物偶联物 (ADCs) 的连接物, 或作为纳米颗粒的表面涂层, 以改善系统药物传递。PEG 水凝胶是一种水膨胀的三维聚合物网络, 它能抵抗蛋白质的粘附和生物降解。PEG 水凝胶是由 PEG 末端基团反应交联而成, 通常用于组织工程和药物传递。

*选择指南

功能:

- # 单官能团聚乙二醇, 包含一个化学反应端, 可用于聚乙二醇化、表面接合和纳米粒子涂层。
- # 双官能团聚乙二醇, 含有两个活性末端的 PEG, 包括同双官能团 PEG、异双官能团 PEG。有利于水凝胶的接合和交联。

反应:

- # 共价偶联: 具有活性末端基团 PEG, 如 n-羟基丁二酰亚胺酯、巯基或羧基等, 可以共价偶联到相应的官能团。结合化学反应性质决定了每个分子的结合位点和 PEG 数量
- # 链接化学需要带有叠氮或炔反应基团的 PEG。链接化学是一种快速、选择性、生物正交的共轭或水凝胶形成方法
- # 在温和的反应条件下, 末端连接丙烯酸酯的聚乙二醇可以快速聚合和光聚合

聚合物结构:

- # 线性 PEG 通常用于 PEG 化、生物偶联和交联
- # 多臂 PEG (4-、6-、8-臂) 可用于药物传递或组织工程中交联成水凝胶和支架
- # γ 型 PEG 通常用于 PEG 化, 因为其分支结构可以提高体内稳定性

分子量:

- # 生物偶联: 分子量 ≥ 5k Da 的 PEG 通常用于偶联小分子、siRNA 和多肽。低分子量的 PEG (≤ 5kDa) 常用于蛋白质的 PEG 化
- # 表面接合和交联通常使用 < 40k Da 的 PEG
- # 水凝胶的形成: PEG 分子量会影响水凝胶的网格大小和力学性能。通常, 使用分子量 ≥ 5k Da 的 PEG

*同双官能团 PEG

含有两个相同类型的官能团的聚乙二醇 (PEG), 称为同双官能团聚乙二醇 (PEG)。阿拉丁 PEG 聚合物提供一系列分子量和各种功能的同双官能团 PEG, 如胺、叠氮化物、马来酰亚胺、NHS 酯和硫醇。同双官能团 PEG 衍生物可用于许多应用, 包括表面功能化和纳米材料, 以及作为蛋白质、多肽和其他生物分子的交联剂。

项目号	中文名	规格	CAS	包装
A163163	ACR-聚乙二醇-ACR 4 种分子量套装	MW 2 KD, 3 KD, 5 KD, 10 KD	-	100mg
A163239	Amino PEG Amine, NH ₂ -PEG-NH ₂	95%, MW 1000 Da	-	1g

项目号	中文名	规格	CAS	包装
A163240	Amino PEG Amine, NH ₂ -PEG-NH ₂	95%, MW 10000 Da	-	1g
A163241	氨基 PEG 胺, NH ₂ -PEG-NH ₂	MW 1500 Da	-	200mg
A163242	Amino PEG Amine, NH ₂ -PEG-NH ₂	95%, MW 2000 Da	-	1g, 250mg
A163243	Amino PEG Amine, NH ₂ -PEG-NH ₂	95%, MW 20000 Da	-	1g
A163244	Amino PEG Amine, NH ₂ -PEG-NH ₂	95%, MW 30000 Da	-	1g, 200mg
A163245	Amino PEG Amine, NH ₂ -PEG-NH ₂	95%, MW 3400 Da	-	1g
A163246	Amino PEG Amine, NH ₂ -PEG-NH ₂	95%, MW 400 Da	-	200mg
A163247	氨基 PEG 胺, NH ₂ -PEG-NH ₂	MW 4000 Da	-	1g, 200mg
A163248	氨基 PEG 胺, NH ₂ -PEG-NH ₂	MW 40000 Da	-	1g, 200mg
A163249	氨基 PEG 胺, NH ₂ -PEG-NH ₂	MW 5000 Da	-	1g
A163250	氨基 PEG 胺, NH ₂ -PEG-NH ₂	MW 600 Da	-	1g, 200mg
A163251	氨基 PEG 胺, NH ₂ -PEG-NH ₂	MW 6000 Da	-	1g, 200mg
A163252	Amino PEG Amine, NH ₂ -PEG-NH ₂	95%, MW 8000 Da	-	1g
A163270	天冬氨酸 PEG 天冬氨酸	MW 2000 Da	-	100mg, 500mg
A163271	天冬氨酸 PEG 天冬氨酸	MW 5000 Da	-	100mg, 500mg
B163321	双功能乙烯砜 PEG, VS-PEG-VS	MW 2000 Da	-	100mg
B163322	双功能乙烯砜 PEG, VS-PEG-VS	MW 3400 Da	-	100mg
B163358	生物素-PEG-生物素	MW 1000 Da	-	100mg, 500mg
B163359	Biotin-PEG-Biotin	95%, MW 10000 Da	-	100mg, 500mg
B163360	Biotin-PEG-Biotin	95%, MW 2000 Da	-	100mg, 500mg
B163361	生物素-PEG-生物素	MW 20000 Da	-	100mg, 500mg
B163362	Biotin-PEG-Biotin	95%, MW 3400 Da	-	100mg, 2.5g, 500mg
B163363	Biotin-PEG-Biotin	95%, MW 400 Da	-	100mg, 500mg
B163364	Biotin-PEG-Biotin	95%, MW 5000 Da	-	100mg, 500mg
B163365	Biotin-PEG-Biotin	95%, MW 600 Da	-	100mg, 500mg
B163323	双功能乙烯砜 PEG, VS-PEG-VS	MW 5000 Da	-	100mg
C163398	Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH	95%, MW 1000 Da	-	1g
C163399	Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH	95%, MW 10000 Da	-	1g, 250mg
C163400	Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH	95%, MW 2000 Da	-	1g
C163401	Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH	95%, MW 20000 Da	-	1g
C163402	Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH	95%, MW 3400 Da	-	1g

项目号	中文名	规格	CAS	包装
C163403	羧酸 PEG 羧酸, HOOC-PEG-COOH	MW 400 Da	-	1g,200mg
C163404	羧酸 PEG 羧酸, HOOC-PEG-COOH	MW 5000 Da	-	1g
C163416	羰基咪唑 -PEG- 羰基咪唑	MW 10000 Da	-	1g
C163417	羰基咪唑 -PEG- 羰基咪唑	MW 2000 Da	-	1g
C163418	羰基咪唑 -PEG- 羰基咪唑	MW 3400 Da	-	1g
C163419	羰基咪唑 -PEG- 羰基咪唑	MW 5000 Da	-	1g
G163758	谷氨酸 PEG 谷氨酸	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
G163759	谷氨酸 PEG 谷氨酸	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
G163760	谷胱甘肽 PEG 谷胱甘肽	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
G163761	谷胱甘肽 PEG 谷胱甘肽	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
H163763	羧酸 -PEG- 羧酸 5 种分子量套装	MW 2 KD, 3 KD, 5 KD, 10 KD, 20 KD	-	100mg
H163777	酰肼 -PEG- 酰肼	MW 10000 Da	-	1g
H163778	酰肼 -PEG- 酰肼	MW 20000 Da	-	1g,250mg
H163779	酰肼 -PEG- 酰肼	MW 3400 Da	-	1g
H163780	酰肼 -PEG- 酰肼	MW 5000 Da	-	1g
L163871	赖氨酸 PEG 赖氨酸	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
L163872	赖氨酸 PEG 赖氨酸	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
L163873	赖氨酸 PEG 赖氨酸	MW 20000 Da	-	100mg,500mg
L163874	赖氨酸 PEG 赖氨酸	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
L163875	赖氨酸 PEG 赖氨酸	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
N164046	氨基 -PEG- 氨基 4 种分子量套装	MW 2 KD, 3 KD, 5 KD, 10 KD	-	100mg
N164047	氨基 -PEG- 氨基 6 种分子量套装	MW 1 KD, 2 KD, 3 KD, 5 KD, 10 KD, 20 KD	-	100mg
N164055	NHS-PEG-NHS	95%, MW 1000 Da	-	1g
N164056	N- 羟基琥珀酰亚胺 -PEG-N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 10000 Da	-	1g
N164057	N- 羟基琥珀酰亚胺 -PEG-N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 2000 Da	-	1g
N164058	N- 羟基琥珀酰亚胺 -PEG-N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 20000 Da	-	1g
N164059	N- 羟基琥珀酰亚胺 -PEG-N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 3400 Da	-	1g
N164060	N- 羟基琥珀酰亚胺 -PEG-N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 35 kDa	-	100mg,500mg
N164061	NHS-PEG-NHS	95%, MW 400 Da	-	100mg,500mg
N164062	NHS-PEG-NHS	95%,MW 5000 Da	-	1g
N164063	NHS-PEG-NHS	95%,MW 600 Da	-	100mg,500mg
N164064	NHS-PEG-NHS	95%,MW 6000 Da	-	1g

项目号	中文名	规格	CAS	包装
N164065	NHS-PEG-NHS	95%, MW 8000 Da	-	1g
N164068	硝基苯基碳酸酯 PEG, NPC-PEG-NPC	MW 1000 Da	-	1g
N164069	硝基苯基碳酸酯 PEG, NPC-PEG-NPC	MW 10000 Da	-	1g
N164070	硝基苯基碳酸酯 PEG, NPC-PEG-NPC	MW 2000 Da	-	1g
N164071	硝基苯基碳酸酯 PEG, NPC-PEG-NPC	MW 3400 Da	-	1g
N164072	硝基苯基碳酸酯 PEG, NPC-PEG-NPC	MW 5000 Da	-	1g
O164118	邻二硫吡啶 -PEG- 邻二硫吡啶	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
O164119	邻二硫吡啶 -PEG- 邻二硫吡啶	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
O164120	邻二硫吡啶 -PEG- 邻二硫吡啶	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
O164121	邻二硫吡啶 -PEG- 邻二硫吡啶	MW 20000 Da	-	100mg,500mg
O164122	邻二硫吡啶 -PEG- 邻二硫吡啶	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
O164123	邻二硫吡啶 -PEG- 邻二硫吡啶	MW 400 Da	-	100mg
O164124	邻二硫吡啶 -PEG- 邻二硫吡啶	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
O164125	邻二硫吡啶 -PEG- 邻二硫吡啶	MW 600 Da	-	100mg,500mg
P164162	PEG Di- 丙烯酸酯, 丙烯酸酯 PEG 丙烯酸酯	MW 10000 Da	-	1g
P164163	PEG Di- 丙烯酸酯, 丙烯酸酯 PEG 丙烯酸酯	MW 2000 Da	-	1g
P164164	PEG Di- 丙烯酸酯, 丙烯酸酯 PEG 丙烯酸酯	MW 20000 Da	-	1g,250mg
P164165	PEG Di- 丙烯酸酯, 丙烯酸酯 PEG 丙烯酸酯	MW 3400 Da	-	1g
P164166	PEG Di- 丙烯酸酯, 丙烯酸酯 PEG 丙烯酸酯	MW 5000 Da	-	1g
P164167	PEG 二 - 碘代乙酰胺, IA-PEG-IA	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
P164168	PEG 二 - 碘代乙酰胺, IA-PEG-IA	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
P164169	PEG 二 - 碘代乙酰胺, IA-PEG-IA	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
P164170	PEG 二 - 碘代乙酰胺, IA-PEG-IA	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
P164171	PEG 二 - 碘代乙酰胺, IA-PEG-IA	MW 600 Da	-	100mg,500mg
P164178	PFP-PEG-PFP	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
P164179	PFP-PEG-PFP	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
P164180	PFP-PEG-PFP	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
P164181	PFP-PEG-PFP	MW 20000 Da	-	100mg,500mg
P164182	PFP-PEG-PFP	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
P164183	PFP-PEG-PFP	MW 5000 Da	-	100mg,500mg

项目号	中文名	规格	CAS	包装
P164198	羟基-PEG-羟基	MW 1000 Da	-	10g
P164199	羟基-PEG-羟基	MW 10000 Da	-	10g
P164200	羟基-PEG-羟基	MW 1500 Da	-	10g
P164201	羟基-PEG-羟基	MW 2000 Da	-	10g
P164202	羟基-PEG-羟基	MW 20000 Da	-	10g
P164203	羟基-PEG-羟基	MW 30000 Da	-	10g
P164204	羟基-PEG-羟基	MW 3400 Da	-	10g
P164205	羟基-PEG-羟基	MW 400 Da	-	10g
P164206	羟基-PEG-羟基	MW 40000 Da	-	10g,50g
P164207	羟基-PEG-羟基	MW 4600 Da	-	10g
P164208	羟基-PEG-羟基	MW 600 Da	-	10g
P164209	羟基-PEG-羟基	MW 800 Da	-	10g
P164210	羟基-PEG-羟基	MW 8000 Da	-	10g
T164378	Thiol PEG Thiol, HS-PEG-HS	95%, MW 1000 Da	-	1g
T164379	Thiol PEG Thiol, HS-PEG-HS	95%, MW 10000 Da	-	1g
T164380	巯基 PEG 巯基, HS-PEG-HS	MW 1500 Da	-	1g
T164381	巯基 PEG 巯基, HS-PEG-HS	MW 2000 Da	-	1g
T164382	巯基 PEG 巯基, HS-PEG-HS	MW 20000 Da	-	1g
T164383	Thiol PEG Thiol, HS-PEG-HS	95%,MW 30000 Da	-	1g
T164384	Thiol PEG Thiol	95%, MW 3400 Da	-	1g,250mg
T164385	巯基 PEG 巯基, HS-PEG-HS	MW 400 Da	-	1g,200mg
T164386	巯基 PEG 巯基, HS-PEG-HS	MW 5000 Da	-	1g
T164387	巯基 PEG 巯基, HS-PEG-HS	MW 600 Da	-	1g,200mg
T164388	Thiol PEG Thiol, HS-PEG-HS	95%, MW 6000 Da	-	1g
T164389	Thiol PEG Thiol, HS-PEG-HS	95%, MW 8000 Da	-	1g

*异双官能团PEG

项目号	中文名	规格	CAS	包装
A163151	Acetylthio PEG acid	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
A163152	Acetylthio PEG acid	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
A163153	Acetylthio PEG acid	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
A163154	Acetylthio PEG amine	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
A163155	Acetylthio PEG amine	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
A163156	Acetylthio PEG amine	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
A163157	Acetylthio PEG Maleimide	MW 2000 Da	-	100mg,500mg

项目号	中文名	规格	CAS	包装
A163158	Acetylthio PEG Maleimide	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
A163159	Acetylthio PEG Maleimide	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
A163160	Acetylthio PEG NHS	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
A163161	Acetylthio PEG NHS	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
A163162	Acetylthio PEG NHS	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
A163164	丙烯酸酯 PEG 生物素	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
A163165	丙烯酸酯 PEG 生物素	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
A163166	丙烯酸酯 PEG 生物素	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
A163167	丙烯酸酯 PEG 马来酰亚胺	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
A163168	丙烯酸酯 PEG 马来酰亚胺	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
A163169	丙烯酸酯 PEG 马来酰亚胺	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
A163178	丙烯酰 PEG 胺	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
A163179	丙烯酰 PEG 胺	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
A163180	丙烯酰 PEG 胺	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
A163181	丙烯酰 PEG 胺	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
A163182	丙烯酰-PEG-羧酸	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
A163183	丙烯酰-PEG-羧酸	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
A163184	丙烯酰-PEG-羧酸	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
A163185	丙烯酰-PEG-羧酸	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
A163186	丙烯酰-PEG-N-羟基琥珀酰亚胺	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
A163187	丙烯酰-PEG-N-羟基琥珀酰亚胺	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
A163188	丙烯酰-PEG-N-羟基琥珀酰亚胺	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
A163189	丙烯酰-PEG-N-羟基琥珀酰亚胺	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
A163190	醛 PEG 醛,CHO-PEG-CHO	MW 1000 Da	-	1g
A163191	醛 PEG 醛,CHO-PEG-CHO	MW 10000 Da	-	1g
A163192	醛 PEG 醛,CHO-PEG-CHO	MW 1500 Da	-	1g,250mg
A163193	醛 PEG 醛,CHO-PEG-CHO	MW 2000 Da	-	1g
A163194	醛 PEG 醛,CHO-PEG-CHO	MW 20000 Da	-	1g
A163195	醛 PEG 醛,CHO-PEG-CHO	MW 3400 Da	-	1g
A163196	醛 PEG 醛,CHO-PEG-CHO	MW 5000 Da	-	1g
A163197	醛 PEG 醛,CHO-PEG-CHO	MW 6000 Da	-	1g
A163198	Alexa fluor 488 PEG Biotin	MW 3400 Da	-	5mg
A163199	Alexa fluor 647 PEG Biotin	MW 3400 Da	-	5mg
A163200	Alexa fluor 680 PEG Biotin	MW 3400 Da	-	5mg
A163201	炔 PEG 羧酸, ALK-PEG-COOH	MW 1000 Da	-	100mg,500mg

项目号	中文名	规格	CAS	包装
A163202	炔 PEG 羧酸, ALK-PEG-COOH	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
A163203	炔 PEG 羧酸, ALK-PEG-COOH	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
A163204	炔 PEG 羧酸, ALK-PEG-COOH	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
A163205	炔 PEG 羧酸, ALK-PEG-COOH	MW 600 Da	-	100mg,500mg
A163206	炔 PEG 胺, ALK-PEG-NH ₂	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
A163207	Alkyne PEG amine, ALK-PEG-NH ₂	95%,MW 2000 Da	-	100mg
A163208	Alkyne PEG amine, ALK-PEG-NH ₂	95%,MW 3400 Da	-	100mg,500mg
A163209	炔 PEG 胺, ALK-PEG-NH ₂	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
A163210	炔 PEG 胺, ALK-PEG-NH ₂	MW 600 Da	-	100mg,500mg
A163211	炔 PEG 生物素, ALK-PEG- 生物素	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
A163212	炔 PEG 生物素, ALK-PEG- 生物素	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
A163213	炔 PEG 生物素, ALK-PEG- 生物素	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
A163214	炔 PEG 生物素, ALK-PEG- 生物素	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
A163215	炔 PEG 生物素, ALK-PEG- 生物素	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
A163216	炔 PEG 马来酰亚胺, ALK-PEG-MAL	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
A163217	炔 PEG 马来酰亚胺, ALK-PEG-MAL	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
A163218	炔 PEG 马来酰亚胺, ALK-PEG-MAL	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
A163219	炔 PEG 马来酰亚胺, ALK-PEG-MAL	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
A163220	炔 PEG 马来酰亚胺, ALK-PEG-MAL	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
A163221	炔 PEG 马来酰亚胺, ALK-PEG-MAL	MW 600 Da	-	100mg,500mg
A163222	炔 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺, ALK-PEG-NHS	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
A163223	炔 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺, ALK-PEG-NHS	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
A163224	炔 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺, ALK-PEG-NHS	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
A163225	炔 PEG 巯基, ALK-PEG-SH	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
A163226	炔 PEG 巯基, ALK-PEG-SH	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
A163227	炔 PEG 巯基, ALK-PEG-SH	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
A163228	炔 PEG 巯基, ALK-PEG-SH	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
A163229	炔 PEG 巯基, ALK-PEG-SH	MW 600 Da	-	100mg,500mg
A163230	Amino PEG Acid, NH ₂ -PEG-COOH	95%, MW 1000 Da	-	100mg,500mg
A163231	Amino PEG Acid, NH ₂ -PEG-COOH	95%,MW 10000 Da	-	500mg
A163232	Amino PEG Acid, NH ₂ -PEG-COOH	95%,MW 2000 Da	-	500mg
A163233	Amino PEG Acid, NH ₂ -PEG-COOH	95%, MW 20000 Da	-	100mg,500mg
A163234	氨基 PEG 羧酸, NH ₂ -PEG-COOH	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
A163235	氨基 PEG 羧酸, NH ₂ -PEG-COOH	MW 400 Da	-	100mg,500mg
A163236	氨基 PEG 羧酸, NH ₂ -PEG-COOH	MW 4000 Da	-	100mg,500mg

项目号	中文名	规格	CAS	包装
A163237	氨基 PEG 羧酸, NH ₂ -PEG-COOH	MW 5000 Da	-	500mg
A163238	氨基 PEG 羧酸, NH ₂ -PEG-COOH	MW 600 Da	-	100mg
A163253	Amino PEG hydroxyl, NH ₂ -PEG-OH	95%,MW 1000 Da	-	200mg
A163254	Amino PEG hydroxyl, NH ₂ -PEG-OH	95%,MW 10000 Da	-	200mg
A163255	Amino PEG hydroxyl, NH ₂ -PEG-OH	95%,MW 2000 Da	-	200mg
A163256	Amino PEG hydroxyl, NH ₂ -PEG-OH	95% , MW 3400 Da	-	200mg
A163257	氨基 PEG 羟基, NH ₂ -PEG-OH	MW 400 Da	-	200mg,500mg
A163258	氨基 PEG 羟基, NH ₂ -PEG-OH	MW 5000 Da	-	200mg
A163272	Azido PEG acid, N ₃ -PEG-COOH	95%,MW 1000 Da	-	100mg
A163273	Azido PEG acid, N ₃ -PEG-COOH	95%,MW 10000 Da	-	100mg
A163274	Azido PEG acid, N ₃ -PEG-COOH	95%,MW 2000 Da	-	100mg,500mg
A163275	Azido PEG acid, N ₃ -PEG-COOH	95% , MW 3400 Da	-	100mg,500mg
A163276	叠氮 PEG 羧酸, N ₃ -PEG-COOH	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
A163277	叠氮 PEG 羧酸, N ₃ -PEG-COOH	MW 600 Da	-	100mg,500mg
A163278	叠氮 PEG 胺, N ₃ -PEG-NH ₂	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
A163279	Azido PEG amine, N ₃ -PEG-NH ₂	95%,MW 10000 Da	-	100mg
A163280	Azido PEG amine, N ₃ -PEG-NH ₂	95%,MW 2000 Da	-	100mg,500mg
A163281	Azido PEG amine, N ₃ -PEG-NH ₂	95%, MW 3400 Da	-	100mg,500mg
A163282	Azido PEG amine, N ₃ -PEG-NH ₂	95%,MW 5000 Da	-	100mg,500mg
A163283	Azido PEG amine, N ₃ -PEG-NH ₂	95%,MW 600 Da	-	100mg
A163284	Azido PEG Biotin, N ₃ -PEG-Biotin	95%,MW 1000 Da	-	100mg,500mg
A163285	Azido PEG Biotin, N ₃ -PEG-Biotin	95%, MW 10000 Da	-	100mg,500mg
A163286	叠氮 PEG 生物素, N ₃ -PEG- 生物素	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
A163287	叠氮 PEG 生物素, N ₃ -PEG- 生物素	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
A163288	叠氮 PEG 生物素, N ₃ -PEG- 生物素	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
A163289	Azido PEG Biotin, N ₃ -PEG-Biotin	95%,MW 600 Da	-	100mg
A163290	Azido PEG hydroxyl, N ₃ -PEG-OH	95%,MW 1000 Da	-	100mg
A163291	Azido PEG hydroxyl, N ₃ -PEG-OH	95%, MW 10000 Da	-	100mg,500mg
A163292	Azido PEG hydroxyl, N ₃ -PEG-OH	95%,MW 2000 Da	-	100mg,500mg
A163293	Azido PEG hydroxyl, N ₃ -PEG-OH	95%,MW 3400 Da	-	100mg,500mg
A163294	Azido PEG hydroxyl, N ₃ -PEG-OH	95%,MW 5000 Da	-	100mg,500mg
A163295	叠氮 PEG 马来酰亚胺, N ₃ -PEG-Mal	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
A163296	叠氮 PEG 马来酰亚胺, N ₃ -PEG-Mal	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
A163297	叠氮 PEG 马来酰亚胺, N ₃ -PEG-Mal	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
A163298	叠氮 PEG 马来酰亚胺, N ₃ -PEG-Mal	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
A163299	Azido PEG Maleimide, N ₃ -PEG-Mal	95%,MW 5000 Da	-	100mg

项目号	中文名	规格	CAS	包装
A163300	Azido PEG Maleimide, N ₃ -PEG-Mal	95%,MW 600 Da	-	100mg
A163301	Azido PEG NHS, N ₃ -PEG-NHS	95%, MW 10000 Da	-	100mg,500mg
A163302	Azido PEG NHS, N ₃ -PEG-NHS	95%,MW 2000 Da	-	100mg,500mg
A163303	Azido PEG NHS, N ₃ -PEG-NHS	95%,MW 3400 Da	-	100mg,500mg
A163304	Azido PEG NHS, N ₃ -PEG-NHS	95%,MW 5000 Da	-	100mg,500mg
A163305	叠氮 PEG 巯基, N ₃ -PEG-SH	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
A163306	叠氮 PEG 巯基, N ₃ -PEG-SH	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
A163307	叠氮 PEG 巯基, N ₃ -PEG-SH	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
A163308	叠氮 PEG 巯基, N ₃ -PEG-SH	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
A163309	Azido PEG Thiol, N ₃ -PEG-SH	95%,MW 5000 Da	-	100mg
A163310	Azido PEG Thiol, N ₃ -PEG-SH	95%,MW 600 Da	-	100mg
B163324	Biotin PEG acid, Biotin-PEG-COOH	95%,MW 1000 Da	-	100mg
B163325	生物素 -PEG- 羧酸	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
B163326	生物素 -PEG- 羧酸	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
B163327	生物素 -PEG- 羧酸	MW 20000 Da	-	100mg,500mg
B163328	生物素 -PEG- 羧酸	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
B163329	Biotin PEG acid, Biotin-PEG-COOH	95%,MW 400 Da	-	100mg
B163330	Biotin PEG acid, Biotin-PEG-COOH	95%,MW 5000 Da	-	100mg
B163331	Biotin PEG acid, Biotin-PEG-COOH	95%, MW 600 Da	-	100mg,500mg
B163332	Biotin PEG aldehyde	MW 2000 Da	-	10mg,250mg,50mg
B163333	Biotin PEG aldehyde	MW 3400 Da	-	10mg,250mg,50mg
B163334	Biotin PEG aldehyde	MW 5000 Da	-	10mg,250mg,50mg
B163335	生物素 -PEG-FITC	MW 1000 Da	-	100mg,25mg
B163336	生物素 -PEG-FITC	MW 10000 Da	-	100mg,25mg
B163337	生物素 -PEG-FITC	MW 2000 Da	-	100mg,25mg
B163338	生物素 -PEG-FITC	MW 20000 Da	-	100mg,25mg
B163339	Biotin PEG Fiuorescein, Biotin-PEG-FITC	95%,MW 3400 Da	-	100mg,25mg
B163340	Biotin PEG Fiuorescein, Biotin-PEG-FITC	95%,MW 5000 Da	-	100mg,25mg
B163341	生物素 PEG 酰肼	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
B163342	生物素 PEG 酰肼	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
B163343	生物素 PEG 酰肼, 生物素 PEG NHNH ₂	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
B163344	Biotin PEG Maleimide	95%,MW 1000 Da	-	100mg,500mg
B163345	Biotin PEG Maleimide	95%, MW 10000 Da	-	100mg,500mg
B163346	生物素 -PEG- 马来酰亚胺	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
B163347	生物素 -PEG- 马来酰亚胺	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
B163348	生物素 -PEG- 马来酰亚胺	MW 400 Da	-	100mg,500mg

项目号	中文名	规格	CAS	包装
B163349	Biotin PEG Maleimide	95%,MW 5000 Da	-	100mg
B163350	Biotin PEG Maleimide	95%,MW 600 Da	-	100mg
B163351	Biotin PEG Thiol, Biotin-PEG-SH	95%, MW 1000 Da	-	100mg,500mg
B163352	Biotin PEG Thiol, Biotin-PEG-SH	95%,MW 10000 Da	-	100mg
B163353	Biotin PEG Thiol, Biotin-PEG-SH	95%,MW 2000 Da	-	100mg
B163354	Biotin PEG Thiol, Biotin-PEG-SH	95%,MW 3400 Da	-	100mg,500mg
B163355	Biotin PEG Thiol, Biotin-PEG-SH	95%, MW 400 Da	-	100mg,500mg
B163356	生物素 PEG 巯基, 生物素 -PEG-SH	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
B163357	生物素 PEG 巯基, 生物素 -PEG-SH	MW 600 Da	-	100mg,500mg
B163366	生物素 -PEG-FITC 4 种分子量套装	MW 2 KD, 3 KD, 5 KD, 10 KD	-	10mg
B163367	生物素 -PEG- 马来酰亚胺 4 种分子量套装	MW 2 KD, 3 KD, 5 KD, 10 KD	-	25mg
B163368	Biotin-PEG-NH ₂ , Biotin PEG amine	95%,MW 1000 Da	-	100mg
B163369	Biotin-PEG-NH ₂ , Biotin PEG amine	95%,MW 10000 Da	-	100mg
B163370	Biotin-PEG-NH ₂ , Biotin PEG amine	95%, MW 2000 Da	-	100mg,500mg
B163371	Biotin-PEG-NH ₂ , Biotin PEG amine	95%,MW 20000 Da	-	100mg
B163372	Biotin-PEG-NH ₂ , Biotin PEG amine	95%,MW 3400 Da	-	100mg
B163373	Biotin-PEG-NH ₂ , Biotin PEG amine	95%,MW 400 Da	-	100mg,500mg
B163374	Biotin-PEG-NH ₂ , Biotin PEG amine	95%, MW 5000 Da	-	100mg,500mg
B163375	生物素 -PEG- 氨基, 生物素 PEG 胺	MW 600 Da	-	100mg,500mg
B163376	生物素 -PEG-N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
B163377	生物素 -PEG-N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
B163378	Biotin-PEG-NHS	95%,MW 2000 Da	-	100mg
B163379	Biotin-PEG-NHS	95%,MW 20000 Da	-	100mg,500mg
B163380	Biotin-PEG-NHS	95%, MW 3400 Da	-	100mg,500mg
B163381	Biotin-PEG-NHS	95%,MW 5000 Da	-	100mg,500mg
B163382	生物素 -PEG-N- 羟基琥珀酰亚胺 4 种分子量套装	MW 2 KD, 3 KD, 5 KD, 10 KD	-	4×100mg
B163383	生物素 -PEG- 羟基	MW 10000 Da	-	250mg,50mg
B163384	生物素 -PEG- 羟基	MW 2000 Da	-	250mg,50mg
B163385	生物素 -PEG- 羟基	MW 3400 Da	-	250mg,50mg
B163386	生物素 -PEG- 羟基	MW 5000 Da	-	250mg,50mg
B163387	Biotin-PEG-PFP	MW 1000 Da	-	250mg,50mg
B163388	Biotin-PEG-PFP	MW 10000 Da	-	250mg,50mg
B163389	Biotin-PEG-PFP	MW 2000 Da	-	250mg,50mg
B163390	Biotin-PEG-PFP	MW 20000 Da	-	250mg,50mg
B163391	Biotin-PEG-PFP	MW 3400 Da	-	250mg,50mg

项目号	中文名	规格	CAS	包装
B163392	Biotin-PEG-PFP	MW 5000 Da	-	250mg,50mg
B163393	生物素-PEG- 巯基 4 种分子量套装	MW 2 KD, 3 KD, 5 KD, 10 KD	-	25mg
B163394	Boc-NH-PEG-N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 2000 Da	-	1g,250mg
B163395	Boc-NH-PEG-N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 3400 Da	-	1g,250mg
B163396	Boc-NH-PEG-N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 5000 Da	-	1g,250mg
C163421	胆固醇 PEG 羧酸, CLS-PEG-COOH	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
C163422	胆固醇 PEG 羧酸, CLS-PEG-COOH	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
C163423	胆固醇 PEG 羧酸, CLS-PEG-COOH	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
C163424	胆固醇 PEG 羧酸, CLS-PEG-COOH	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
C163425	Cholesterol PEG aldehyde, CLS-PEG-CHO	MW 2000 Da	-	250mg,50mg
C163426	Cholesterol PEG aldehyde, CLS-PEG-CHO	MW 3400 Da	-	250mg,50mg
C163427	Cholesterol PEG aldehyde, CLS-PEG-CHO	MW 5000 Da	-	250mg,50mg
C163428	胆固醇 PEG 胺, CLS-PEG-NH ₂	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
C163429	胆固醇 PEG 胺, CLS-PEG-NH ₂	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
C163430	胆固醇 PEG 胺, CLS-PEG-NH ₂	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
C163431	Cholesterol PEG amine, CLS-PEG-NH ₂	95%,MW 5000 Da	-	100mg
C163432	Cholesterol PEG Azide, CLS-PEG-N ₃	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
C163433	胆固醇 PEG 生物素, CLS-PEG- 生物素	MW 10000 Da	-	100mg,20mg,500mg
C163434	胆固醇 PEG 生物素, CLS-PEG- 生物素	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
C163435	胆固醇 PEG 生物素, CLS-PEG- 生物素	MW 20000 Da	-	100mg,20mg
C163436	胆固醇 PEG 生物素, CLS-PEG- 生物素	MW 3400 Da	-	100mg,20mg
C163437	胆固醇 PEG 生物素, CLS-PEG- 生物素	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
C163438	Cholesterol PEG DBCO, CLS-PEG-DBCO	MW 3400 Da	-	50mg
C163439	Cholesterol PEG DBCO, CLS-PEG-DBCO	MW 5000 Da	-	50mg
C163440	胆固醇 PEG FITC	MW 10000 Da	-	10mg,50mg
C163441	胆固醇 PEG FITC	MW 2000 Da	-	10mg,250mg,50mg
C163442	胆固醇 PEG FITC	MW 3400 Da	-	10mg,250mg,50mg
C163443	胆固醇 PEG FITC	MW 5000 Da	-	10mg,250mg,50mg
C163444	胆固醇 PEG 马来酰亚胺, CLS-PEG-Mal	MW 10000 Da	-	100mg,25mg,500mg
C163445	胆固醇 PEG 马来酰亚胺, CLS-PEG-Mal	MW 2000 Da	-	100mg,25mg
C163446	胆固醇 PEG 马来酰亚胺, CLS-PEG-Mal	MW 3400 Da	-	100mg,25mg
C163447	胆固醇 PEG 马来酰亚胺, CLS-PEG-Mal	MW 5000 Da	-	100mg,25mg,500mg
C163448	Cholesterol PEG NBD	MW 10000 Da	-	100mg,25mg
C163449	Cholesterol PEG NBD	MW 2000 Da	-	100mg,25mg,500mg

项目号	中文名	规格	CAS	包装
C163451	Cholesterol PEG NBD	MW 5000 Da	-	100mg,25mg
C163452	胆固醇 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺, CLS-PEG-NHS	MW 1000 Da	-	250mg,50mg
C163453	Cholesterol PEG NHS, CLS-PEG-NHS	95%,MW 10000 Da	-	50mg
C163454	胆固醇 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺, CLS-PEG-NHS	MW 2000 Da	-	250mg,50mg
C163455	胆固醇 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺, CLS-PEG-NHS	MW 20000 Da	-	250mg,50mg
C163456	胆固醇 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺, CLS-PEG-NHS	MW 3400 Da	-	250mg,50mg
C163457	胆固醇 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺, CLS-PEG-NHS	MW 5000 Da	-	250mg,50mg
C163458	胆固醇 PEG 巯基, CLS-PEG-SH	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
C163464	胆酸 PEG 马来酰亚胺	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
C163465	胆酸 PEG 马来酰亚胺	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
C163466	胆酸 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
C163467	胆酸 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
C163468	胆酸 PEG, mPEG-CLA	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
C163469	胆酸 PEG, mPEG-CLA	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
C163471	Cy ₃ PEG 羧酸, Cy ₃ -PEG-COOH	MW 2000 Da	-	25mg,5mg
C163472	Cy ₃ PEG 羧酸, Cy ₃ -PEG-COOH	MW 3400 Da	-	5mg
C163473	Cy ₃ PEG 羧酸, Cy ₃ -PEG-COOH	MW 5000 Da	-	5mg
C163474	Cy ₃ PEG 胺, Cy ₃ -PEG-NH ₂	MW 2000 Da	-	5mg
C163475	Cy ₃ PEG 胺, Cy ₃ -PEG-NH ₂	MW 3400 Da	-	5mg
C163476	Cy ₃ PEG 胺, Cy ₃ -PEG-NH ₂	MW 5000 Da	-	5mg
C163477	Cy ₃ PEG 生物素	MW 2000 Da	-	5mg
C163478	Cy ₃ PEG 生物素	MW 3400 Da	-	5mg
C163479	Cy ₃ PEG 生物素	MW 5000 Da	-	5mg
C163480	Cy ₃ PEG 叶酸	MW 2000 Da	-	25mg,5mg
C163481	Cy ₃ PEG 叶酸	MW 3400 Da	-	25mg,5mg
C163482	Cy ₃ PEG 叶酸	MW 5000 Da	-	5mg
C163483	Cy ₃ PEG 马来酰亚胺, Cy ₃ -PEG-Mal	MW 10000 Da	-	5mg
C163484	Cy ₃ PEG 马来酰亚胺, Cy ₃ -PEG-Mal	MW 2000 Da	-	5mg
C163485	Cy ₃ PEG 马来酰亚胺, Cy ₃ -PEG-Mal	MW 3400 Da	-	5mg
C163486	Cy ₃ PEG 马来酰亚胺, Cy ₃ -PEG-Mal	MW 5000 Da	-	5mg
C163487	Cy ₃ PEG N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 2000 Da	-	5mg
C163488	Cy ₃ PEG N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 3400 Da	-	5mg
C163489	Cy ₃ PEG N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 5000 Da	-	5mg
C163490	Cy ₃ PEG 巯基, Cy ₃ -PEG-SH	MW 2000 Da	-	25mg,5mg

项目号	中文名	规格	CAS	包装
C163491	Cy ₃ PEG 巯基, Cy ₃ -PEG-SH	MW 3400 Da	-	25mg,5mg
C163492	Cy ₃ PEG 巯基, Cy ₃ -PEG-SH	MW 5000 Da	-	5mg
C163493	Cy ₅ PEG 羧酸, Cy ₅ -PEG-COOH	MW 2000 Da	-	5mg
C163494	Cy ₅ PEG 羧酸, Cy ₅ -PEG-COOH	MW 3400 Da	-	5mg
C163495	Cy ₅ PEG 羧酸, Cy ₅ -PEG-COOH	MW 5000 Da	-	5mg
C163496	Cy ₅ PEG 胺, Cy ₅ -PEG-NH ₂	MW 2000 Da	-	5mg
C163497	Cy ₅ PEG 胺, Cy ₅ -PEG-NH ₂	MW 3400 Da	-	5mg
C163498	Cy ₅ PEG 胺, Cy ₅ -PEG-NH ₂	MW 5000 Da	-	5mg
C163499	Cy ₅ PEG 生物素	MW 2000 Da	-	5mg
C163500	Cy ₅ PEG 生物素	MW 3400 Da	-	25mg,5mg
C163501	Cy ₅ PEG 生物素	MW 5000 Da	-	25mg,5mg
C163502	Cy ₅ PEG 叶酸	MW 2000 Da	-	5mg
C163503	Cy ₅ PEG 叶酸	MW 3400 Da	-	5mg
C163504	Cy ₅ PEG 叶酸	MW 5000 Da	-	5mg
C163505	Cy ₅ PEG 马来酰亚胺, Cy ₅ -PEG-Mal	MW 2000 Da	-	5mg
C163506	Cy ₅ PEG 马来酰亚胺, Cy ₅ -PEG-Mal	MW 3400 Da	-	5mg
C163507	Cy ₅ PEG 马来酰亚胺, Cy ₅ -PEG-Mal	MW 5000 Da	-	5mg
C163508	Cy ₅ PEG N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 2000 Da	-	5mg
C163509	Cy ₅ PEG N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 3400 Da	-	5mg
C163510	Cy ₅ PEG N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 5000 Da	-	25mg,5mg
C163511	Cy ₅ PEG 巯基, Cy ₅ -PEG-SH	MW 2000 Da	-	25mg,5mg
C163512	Cy ₅ PEG 巯基, Cy ₅ -PEG-SH	MW 3400 Da	-	5mg
C163513	Cy ₅ PEG 巯基, Cy ₅ -PEG-SH	MW 5000 Da	-	5mg
C163514	半胱氨酸 PEG 半胱氨酸	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
C163515	半胱氨酸 PEG 半胱氨酸	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
D163083	DTPA PEG 生物素	MW 5000 Da	-	100mg
D163084	DTPA PEG 异硫氰酸荧光素	MW 5000 Da	-	50mg
D163516	Dibenzococlytine PEG 羧酸	MW 2000 Da	-	100mg,25mg
D163517	Dibenzococlytine PEG 羧酸	MW 3400 Da	-	100mg,20mg
D163518	Dibenzococlytine PEG 羧酸	MW 5000 Da	-	20mg
D163519	Dibenzococlytine PEG 胺	MW 2000 Da	-	20mg
D163520	Dibenzococlytine PEG 胺	MW 3400 Da	-	100mg,20mg
D163521	Dibenzococlytine PEG 胺	MW 5000 Da	-	20mg
D163522	Dibenzococlytine PEG 生物素	MW 2000 Da	-	20mg
D163523	Dibenzococlytine PEG 生物素	MW 3400 Da	-	20mg
D163524	Dibenzococlytine PEG 生物素	MW 5000 Da	-	20mg

项目号	中文名	规格	CAS	包装
D163525	DBCO 聚乙二醇 Cy ₃	MW 5000 Da	-	5mg
D163526	DBCO 聚乙二醇 Cy ₅	MW 5000 Da	-	5mg
D163527	Dibenzococlytine PEG 二硬脂酰基磷脂 酰乙醇胺	MW 3400 Da	-	100mg,20mg
D163528	Dibenzococlytine PEG 二硬脂酰基磷脂 酰乙醇胺	MW 5000 Da	-	20mg
D163529	DBCO PEG Folic acid	MW 1000 Da	-	25mg,5mg
D163530	DBCO PEG Folic acid	MW 2000 Da	-	5mg
D163531	DBCO PEG Folic acid	MW 5000 Da	-	5mg
D163532	Dibenzococlytine PEG 马来酰亚胺, DBCO-PEG-Mal	MW 1000 Da	-	20mg
D163533	Dibenzococlytine PEG 马来酰亚胺, DBCO-PEG-Mal	MW 2000 Da	-	20mg
D163534	Dibenzococlytine PEG 马来酰亚胺, DBCO-PEG-Mal	MW 3400 Da	-	20mg
D163535	Dibenzococlytine PEG 马来酰亚胺, DBCO-PEG-Mal	MW 5000 Da	-	100mg,20mg
D163536	DBCO PEG NHS	95%,MW 10000 Da	-	20mg
D163537	DBCO PEG NHS	95%, MW 2000 Da	-	20mg
D163538	DBCO PEG NHS	95%,MW 3400 Da	-	20mg
D163539	DBCO PEG NHS	95%,MW 5000 Da	-	20mg,50mg
D163540	Dibenzococlytine PEG 硅烷	MW 3400 Da	-	10mg,50mg
D163541	Dibenzococlytine PEG 硅烷	MW 5000 Da	-	20mg,50mg
D163542	DBCO PEG Thiol, DBCO-PEG-SH	MW 5000 Da	-	100mg,20mg
D163544	DBCO-PEG2000-Cy ₃	95%, MW 2000 Da	-	25mg,5mg
D163546	DBCO-PEG2000-fluorescein	≥ 95%	-	25mg,5mg
D163547	葡聚糖 PEG Conjugate	MW 2000 Da	-	100mg
D163548	葡聚糖 PEG Conjugate	MW 5000 Da	-	100mg
D163549	二乙氧基硅烷 -PEG- 胺	MW 5000 Da	-	100mg
D163550	二乙氧基硅烷 -PEG- 生物素	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
D163551	二乙氧基硅烷 -PEG- 羧酸	MW 5000 Da	-	100mg
D163552	二乙氧基硅烷 -PEG- 马来酰亚胺	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
D163553	二乙氧基硅烷 -PEG-N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 5000 Da	-	100mg
D163554	1,2- 二月桂酰 -sn- 甘油酸 -3- 磷酸乙醇胺 PEG 马来酰亚胺, DLPE-PEG-Mal	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
D163555	1,2- 二月桂酰 -sn- 甘油酸 -3- 磷酸乙醇胺 PEG 马来酰亚胺, DLPE-PEG-Mal	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
D163556	1,2- 二月桂酰 -sn- 甘油酸 -3- 磷酸乙醇胺 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
D163559	DMPE PEG Biotin	MW 2000 Da	-	250mg,50mg
D163560	DMPE PEG Biotin	MW 3400 Da	-	250mg,50mg

项目号	中文名	规格	CAS	包装
D163561	DMPE PEG Biotin	MW 5000 Da	-	250mg,50mg
D163562	2- 豆蔻酸锡酰 -3- 磷脂乙醇胺 PEG 马来酰亚胺 , DMPE-PEG-Mal	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
D163563	2- 豆蔻酸锡酰 -3- 磷脂乙醇胺 PEG 马来酰亚胺 , DMPE-PEG-Mal	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
D163564	2- 豆蔻酸锡酰 -3- 磷脂乙醇胺 PEG 马来酰亚胺 , DMPE-PEG-Mal	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
D163565	DMPE PEG NBD	MW 3400 Da	-	100mg,25mg
D163566	2- 豆蔻酸锡酰 -3- 磷脂乙醇胺 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
D163567	2- 豆蔻酸锡酰 -3- 磷脂乙醇胺 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
D163568	2- 豆蔻酸锡酰 -3- 磷脂乙醇胺 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
D163573	1,2- 二油酰 -SN- 甘油 -3- 磷酰乙醇胺 PEG 马来酰亚胺 , DOPE-PEG-Mal	MW 2000 Da	-	250mg,50mg
D163574	1,2- 二油酰 -SN- 甘油 -3- 磷酰乙醇胺 PEG 马来酰亚胺 , DOPE-PEG-Mal	MW 3400 Da	-	250mg,50mg
D163575	1,2- 二油酰 -SN- 甘油 -3- 磷酰乙醇胺 PEG NHS	MW 3400 Da	-	250mg,50mg
D163578	DPPE PEG Amine	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
D163579	L- 磷脂酰乙醇胺 PEG 马来酰亚胺 , DPPE-PEG-Mal	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
D163580	L- 磷脂酰乙醇胺 PEG 马来酰亚胺 , DPPE-PEG-Mal	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
D163581	L- 磷脂酰乙醇胺 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
D163582	L- 磷脂酰乙醇胺 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
D163585	二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 PEG 羧酸 , DSPE-PEG-COOH	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
D163586	DSPE PEG Acid, DSPE-PEG-COOH	95%,MW 10000 Da	-	100mg,500mg
D163587	二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 PEG 羧酸 , DSPE-PEG-COOH	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
D163588	DSPE PEG Acid, DSPE-PEG-COOH	95%,MW 20000 Da	-	100mg,500mg
D163589	DSPE PEG Acid, DSPE-PEG-COOH	95%, MW 3400 Da	-	100mg,500mg
D163590	DSPE PEG Acid, DSPE-PEG-COOH	95%,MW 5000 Da	-	100mg
D163591	DSPE PEG Aldehyde	MW 2000 Da	-	250mg,50mg
D163592	DSPE PEG Aldehyde	MW 3400 Da	-	250mg,50mg
D163593	DSPE PEG Aldehyde,DSPE-PEG-CHO	MW 5000 Da	-	250mg,50mg
D163594	二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 PEG 胺 , DSPE-PEG-NH ₂	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
D163595	二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 PEG 胺 , DSPE-PEG-NH ₂	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
D163596	DSPE PEG Amine, DSPE-PEG-NH ₂	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
D163597	DSPE PEG Amine, DSPE-PEG-NH ₂	95%,MW 20000 Da	-	100mg,500mg
D163598	DSPE PEG Amine, DSPE-PEG-NH ₂	95%,MW 3400 Da	-	100mg,500mg

项目号	中文名	规格	CAS	包装
D163599	DSPE PEG Amine, DSPE-PEG-NH ₂	95%, MW 5000 Da		100mg,500mg
D163600	二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 PEG 叠氮 , DSPE-PEG-N ₃	MW 2000 Da		100mg,500mg
D163601	二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 PEG 叠氮 , DSPE-PEG-N ₃	MW 3400 Da		100mg,500mg
D163602	二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 PEG 叠氮 , DSPE-PEG-N ₃	MW 5000 Da		100mg,500mg
D163603	二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 - 聚乙二醇 - 生物素	MW 1000 Da		100mg,500mg
D163604	二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 - 聚乙二醇 - 生物素	MW 10000 Da		100mg,500mg
D163605	二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 - 聚乙二醇 - 生物素	MW 2000 Da		100mg,500mg
D163606	二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 - 聚乙二醇 - 生物素	MW 20000 Da		100mg,500mg
D163607	DSPE PEG Biotin	95%,MW 3400 Da		100mg,500mg
D163608	DSPE PEG Biotin	95%,MW 5000 Da		100mg,500mg
D163609	DSPE PEG Fluorescein, DSPE-PEG-FITC	95%, MW 10000 Da		250mg,50mg
D163610	DSPE PEG Fluorescein, DSPE-PEG-FITC	95%,MW 2000 Da		250mg,50mg
D163611	DSPE PEG Fluorescein, DSPE-PEG-FITC	95%,MW 3400 Da		250mg,50mg
D163612	DSPE PEG Fluorescein, DSPE-PEG-FITC	95%,MW 5000 Da		50mg
D163613	二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 PEG 叶酸 , FA-PEG-DSPE	MW 20000 Da		100mg,25mg
D163614	二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 PEG 羟基 , DSPE-PEG-OH	MW 2000 Da		100mg,500mg
D163615	二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 PEG 羟基 , DSPE-PEG-OH	MW 3400 Da		100mg,500mg
D163616	二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 PEG 羟基 , DSPE-PEG-OH	MW 5000 Da		100mg,500mg
D163617	DSPE PEG Maleimide, DSPE-PEG-MAL	95%,MW 1000 Da		100mg,500mg
D163618	DSPE PEG Maleimide, DSPE-PEG-MAL	95%,MW 10000 Da		100mg,500mg
D163619	DSPE PEG Maleimide, DSPE-PEG-MAL	95%, MW 2000 Da		100mg,500mg
D163620	DSPE PEG Maleimide, DSPE-PEG-MAL	95%,MW 20000 Da		100mg,500mg
D163621	DSPE PEG Maleimide, DSPE-PEG-MAL	95%,MW 3400 Da		100mg
D163622	DSPE PEG Maleimide, DSPE-PEG-MAL	95%,MW 5000 Da		100mg
D163623	DSPE PEG NBD	MW 10000 Da		100mg,25mg,500mg
D163624	DSPE PEG NBD	MW 2000 Da		100mg,25mg
D163625	DSPE PEG NBD	MW 3400 Da		100mg,25mg
D163626	DSPE PEG NBD	MW 5000 Da		100mg,25mg,500mg
D163627	二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 PEG 硅烷 , DSPE-PEG-硅烷	MW 3400 Da		100mg,500mg
D163628	二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 PEG 硅烷 , DSPE-PEG-硅烷	MW 5000 Da		100mg,500mg
D163629	二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 PEG 巯基 , DSPE-PEG-SH	MW 2000 Da		100mg,500mg
D163630	二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 PEG 巯基 , DSPE-PEG-SH	MW 3400 Da		100mg,500mg

项目号	中文名	规格	CAS	包装
D163631	二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 PEG 巯基, DSPE-PEG-SH	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
D163639	DSPE-PEG-NHS	95%, MW 1000 Da	-	100mg,500mg
D163640	DSPE-PEG-NHS	95%,MW 10000 Da	-	100mg
D163641	DSPE-PEG-NHS	95%,MW 2000 Da	-	100mg
D163642	DSPE-PEG-NHS	95%,MW 20000 Da	-	100mg
D163643	DSPE-PEG-NHS	95%, MW 3400 Da	-	100mg,500mg
D163644	二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 -PEG-N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
D163645	二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 -PEG-N- 羟基琥珀酰亚胺 4 种分子量套装	MW 2 KD, 3 KD, 5 KD, 10 KD	-	25mg
D163646	二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 -PEG-PDP	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
D163647	二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 -PEG-PDP	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
D163648	二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 -PEG-PDP	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
D163649	二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 -PEG-PDP	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
E163650	环氧烷 PEG 环氧烷, EPO-PEG-EPO	MW 1000 Da	-	1g
E163651	环氧烷 PEG 环氧烷, EPO-PEG-EPO	MW 10000 Da	-	1g
E163652	环氧烷 PEG 环氧烷, EPO-PEG-EPO	MW 2000 Da	-	1g
E163653	环氧烷 PEG 环氧烷, EPO-PEG-EPO	MW 3400 Da	-	1g
E163654	环氧烷 PEG 环氧烷, EPO-PEG-EPO	MW 5000 Da	-	1g
E163665	Estrogen PEG amine	MW 5000 Da	-	100mg,25mg
E163666	Estrogen PEG DSPE	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
E163667	Estrogen PEG Fluorescein	MW 5000 Da	-	100mg
E163668	Estrogen PEG Maleimide	MW 5000 Da	-	100mg
F163669	FITC-PEG-N- 羟基琥珀酰亚胺 4 种分子量套装	MW 2 KD, 3 KD, 5 KD, 10 KD	-	10mg
F163670	FITC-PEG- 巯基 4 种分子量套装	MW 2 KD, 3 KD, 5 KD, 10 KD	-	10mg
F163671	Fluorescein PEG acid, FITC-PEG-COOH	95%,MW 1000 Da	-	50mg
F163672	Fluorescein PEG acid, FITC-PEG-COOH	95%,MW 10000 Da	-	50mg
F163673	Fluorescein PEG acid, FITC-PEG-COOH	95%, MW 2000 Da	-	50mg
F163676	Fluorescein PEG aldehyde	MW 2000 Da	-	10mg,250mg,50mg
F163677	Fluorescein PEG aldehyde	MW 3400 Da	-	100mg
F163678	Fluorescein PEG aldehyde	MW 5000 Da	-	250mg,50mg
F163679	Fluorescein PEG Amine, FITC-PEG-NH ₂	95%, MW 1000 Da	-	50mg
F163680	Fluorescein PEG Amine, FITC-PEG-NH ₂	95%,MW 10000 Da	-	50mg
F163681	Fluorescein PEG Amine, FITC-PEG-NH ₂	95%, MW 2000 Da	-	50mg
F163682	Fluorescein PEG Amine, FITC-PEG-NH ₂	95%,MW 3400 Da	-	50mg
F163683	Fluorescein PEG Amine, FITC-PEG-NH ₂	95%, MW 5000 Da	-	50mg

项目号	中文名	规格	CAS	包装
F163691	Fluorescein PEG Maleimide, FITC-PEG-Maleimide	95%,MW 10000 Da	-	50mg
F163692	Fluorescein PEG Maleimide, FITC-PEG-Maleimide	95%,MW 2000 Da	-	50mg
F163699	Fluorescein PEG Thiol, FITC-PEG-SH	95%, MW 1000 Da	-	50mg
F163700	Fluorescein PEG Thiol, FITC-PEG-SH	95%,MW 10000 Da	-	50mg
F163701	Fluorescein PEG Thiol, FITC-PEG-SH	95%,MW 2000 Da	-	50mg
F163702	Fluorescein PEG Thiol, FITC-PEG-SH	95%,MW 3400 Da	-	50mg
F163714	Fmoc-NH-PEG- 羧酸	MW 3400 Da	-	1g,250mg
F163715	Fmoc-NH-PEG-N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 3400 Da	-	1g,250mg
F163716	Fmoc-NH-PEG-N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 2000 Da	-	1g,250mg
F163717	Fmoc-NH-PEG-N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 3400 Da	-	1g,250mg
F163718	Fmoc-NH-PEG-N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 5000 Da	-	1g,250mg
F163730	Folic acid PEG Biotin	95%,MW 2000 Da	-	10mg,50mg
F163731	Folic acid PEG Biotin	95%,MW 3400 Da	-	10mg,50mg
F163732	Folic acid PEG Biotin	95%,MW 5000 Da	-	10mg,50mg
F163737	Folic acid PEG FITC	MW 10000 Da	-	100mg,25mg,5mg
F163738	Folic acid PEG FITC	MW 2000 Da	-	100mg,25mg,5mg
F163740	Folic acid PEG FITC	95%,MW 5000 Da	-	100mg,25mg,5mg
F163750	Folic acid PEG thiol, Folate-PEG-SH	95%,MW 2000 Da	-	100mg,25mg
F163751	Folic acid PEG thiol, Folate-PEG-SH	95%,MW 3400 Da	-	100mg,25mg
F163752	Folic acid PEG thiol, Folate-PEG-SH	95%,MW 5000 Da	-	100mg,25mg
H163768	巯基 -PEG- 羧酸 4 种分子量套装	MW 2 KD, 3 KD, 5 KD, 10 KD	-	25mg
H163769	巯基 -PEG- 氨基 4 种分子量套装	MW 2 KD, 3 KD, 5 KD, 10 KD	-	25mg
I163781	碘代乙酰基 PEG 羧酸, IA-PEG-COOH	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
I163782	碘代乙酰基 PEG 羧酸, IA-PEG-COOH	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
I163783	碘代乙酰基 PEG 羧酸, IA-PEG-COOH	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
I163784	碘代乙酰基 PEG 羧酸, IA-PEG-COOH	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
I163785	碘代乙酰基 PEG 羧酸, IA-PEG-COOH	MW 600 Da	-	100mg,500mg
I163786	碘代乙酰基 PEG 胺, IA-PEG-NH ₂	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
I163787	碘代乙酰基 PEG 胺, IA-PEG-NH ₂	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
I163788	碘代乙酰基 PEG 胺, IA-PEG-NH ₂	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
I163789	碘代乙酰基 PEG 胺, IA-PEG-NH ₂	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
I163790	碘代乙酰基 PEG 胺, IA-PEG-NH ₂	MW 600 Da	-	100mg,500mg
I163791	碘代乙酰基 PEG 生物素, IA-PEG- 生物素	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
I163792	碘代乙酰基 PEG 生物素, IA-PEG- 生物素	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
I163793	碘代乙酰基 PEG 生物素, IA-PEG- 生物素	MW 3400 Da	-	100mg,500mg

项目号	中文名	规格	CAS	包装
I163794	碘代乙酰基 PEG 生物素, IA-PEG- 生物素	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
I163795	碘代乙酰基 PEG 生物素, IA-PEG- 生物素	MW 600 Da	-	100mg,500mg
I163796	碘代乙酰基 PEG FITC, IA-PEG-FITC	MW 5000 Da	-	250mg,50mg
I163797	碘代乙酰基 PEG 马来酰亚胺, IA-PEG-MAL	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
I163798	碘代乙酰基 PEG 马来酰亚胺, IA-PEG-MAL	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
I163799	碘代乙酰基 PEG 马来酰亚胺, IA-PEG-MAL	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
I163800	碘代乙酰基 PEG 马来酰亚胺, IA-PEG-MAL	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
I163801	碘代乙酰基 PEG 马来酰亚胺, IA-PEG-MAL	MW 600 Da	-	100mg,500mg
I163802	碘代乙酰基 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺, IA-PEG-NHS	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
I163803	碘代乙酰基 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺, IA-PEG-NHS	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
I163804	碘代乙酰基 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺, IA-PEG-NHS	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
L163837	亚油酸 PEG 马来酰亚胺	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
L163838	亚油酸 PEG 马来酰亚胺	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
L163839	亚油酸 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
L163840	亚油酸 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
L163844	硫辛酸 PEG 羧酸, LA-PEG-COOH	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
L163845	硫辛酸 PEG 羧酸, LA-PEG-COOH	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
L163846	硫辛酸 PEG 羧酸, LA-PEG-COOH	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
L163847	硫辛酸 PEG 羧酸, LA-PEG-COOH	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
L163848	硫辛酸 PEG 胺, LA-PEG-NH ₂	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
L163849	硫辛酸 PEG 胺, LA-PEG-NH ₂	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
L163850	硫辛酸 PEG 胺, LA-PEG-NH ₂	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
L163851	硫辛酸 PEG 胺, LA-PEG-NH ₂	MW 20000 Da	-	100mg,500mg
L163852	硫辛酸 PEG 胺, LA-PEG-NH ₂	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
L163853	硫辛酸 PEG 胺, LA-PEG-NH ₂	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
L163854	硫辛酸 PEG 生物素, LA-PEG- 生物素	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
L163855	硫辛酸 PEG 生物素, LA-PEG- 生物素	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
L163856	硫辛酸 PEG 生物素, LA-PEG- 生物素	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
L163857	Lipoic acid PEG FITC, LA-PEG-FITC	MW 5000 Da	-	50mg
L163858	硫辛酸 PEG 马来酰亚胺, LA-PEG-Mal	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
L163859	硫辛酸 PEG NHS, LA-PEG-NHS	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
L163860	硫辛酸 PEG NHS, LA-PEG-NHS	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
L163861	硫辛酸 PEG NHS, LA-PEG-NHS	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
L163862	硫辛酸 PEG NHS, LA-PEG-NHS	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
L163863	硫辛酸 PEG 羟基, LA-PEG-OH	MW 5000 Da	-	100mg,500mg

项目号	中文名	规格	CAS	包装
M109437	甲氧基聚乙二醇胺	M.W. 2000	80506-64-5	1g,250mg,5g
M109438	甲氧基聚乙二醇胺	M.W. 5000	80506-64-5	1g,250mg,5g
M110240	甲氧基聚乙二醇马来酰胺	M.W. 2000	99126-64-4	1g,5g
M110241	甲氧基聚乙二醇马来酰胺	M.W. 5000	99126-64-4	1g,5g
M122208	甲氧基聚乙二醇叠氮化物	PEG 平均分子量 ~1000	89485-61-0	1g
M122209	甲氧基聚乙二醇叠氮化物	PEG 平均分子量 ~2000	89485-61-0	1g,250mg
M122299	甲氧基聚乙二醇叠氮化物	PEG 平均分子量 ~5000	89485-61-0	1g,250mg
M122300	甲氧基聚乙二醇叠氮化物	PEG 平均分子量 ~10000	89485-61-0	250mg
M122301	甲氧基聚乙二醇叠氮化物	PEG 平均分子量 ~20000	89485-61-0	250mg
M122327	甲氧基聚乙二醇胺	M.W. 10000	80506-64-5	1g,5g
M122328	甲氧基聚乙二醇胺	M.W. 20000	80506-64-5	1g,250mg,5g
M123233	甲氧基聚乙二醇 5,000 乙酸 N- 琥珀酰亚胺基酯	80%	92451-01-9	1g
M163876	Maleimide PEG Acid, MAL-PEG-COOH	95%,MW 1000 Da	-	100mg
M163877	Maleimide PEG Acid, MAL-PEG-COOH	95%,MW 10000 Da	-	100mg,500mg
M163878	Maleimide PEG Acid, MAL-PEG-COOH	95%, MW 2000 Da	-	100mg,500mg
M163879	马来酰亚胺 PEG 羧酸, MAL-PEG-COOH	MW 20000 Da	-	100mg,500mg
M163880	马来酰亚胺 PEG 羧酸, MAL-PEG-COOH	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
M163881	马来酰亚胺 PEG 羧酸, MAL-PEG-COOH	MW 400 Da	-	100mg,500mg
M163882	马来酰亚胺 PEG 羧酸, MAL-PEG-COOH	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
M163883	马来酰亚胺 PEG 羧酸, MAL-PEG-COOH	MW 600 Da	-	100mg,500mg
M163884	Maleimide PEG aldehyde	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
M163885	Maleimide PEG aldehyde	MW 3400 Da	-	10mg,250mg,50mg
M163886	Maleimide PEG aldehyde	MW 5000 Da	-	10mg,250mg,50mg
M163887	Maleimide PEG Amine, MAL-PEG-NH ₂	95%,MW 1000 Da	-	100mg,500mg
M163888	Maleimide PEG Amine, MAL-PEG-NH ₂	95%, MW 10000 Da	-	100mg,500mg
M163889	马来酰亚胺 PEG 胺, MAL-PEG-NH ₂	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
M163890	马来酰亚胺 PEG 胺, MAL-PEG-NH ₂	MW 20000 Da	-	100mg,500mg
M163891	马来酰亚胺 PEG 胺, MAL-PEG-NH ₂	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
M163892	马来酰亚胺 PEG 胺, MAL-PEG-NH ₂	MW 400 Da	-	100mg,500mg
M163893	马来酰亚胺 PEG 胺, MAL-PEG-NH ₂	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
M163894	Maleimide PEG Amine, MAL-PEG-NH ₂	95%, MW 600 Da	-	100mg,500mg
M163895	Maleimide PEG Hydroxy, Maleimide PEG OH	95%,MW 10000 Da	-	100mg
M163896	Maleimide PEG Hydroxy, Maleimide PEG OH	95%,MW 2000 Da	-	100mg,500mg
M163897	Maleimide PEG Hydroxy, Maleimide PEG OH	95%,MW 3400 Da	-	100mg,500mg
M163898	Maleimide PEG Hydroxy, Maleimide PEG OH	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
M163899	马来酰亚胺 PEG 马来酰亚胺, MAL-PEG-MAL	MW 1000 Da	-	100mg,500mg

项目号	中文名	规格	CAS	包装
M163900	马来酰亚胺 PEG 马来酰亚胺, MAL-PEG-MAL	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
M163901	马来酰亚胺 PEG 马来酰亚胺, MAL-PEG-MAL	MW 2000 Da	-	100mg,1g
M163902	马来酰亚胺 PEG 马来酰亚胺, MAL-PEG-MAL	MW 20000 Da	-	100mg,500mg
M163903	马来酰亚胺 PEG 马来酰亚胺, MAL-PEG-MAL	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
M163904	马来酰亚胺 PEG 马来酰亚胺, MAL-PEG-MAL	MW 35000 Da	-	100mg,500mg
M163905	Maleimide PEG Maleimide, MAL-PEG-MAL	95%,MW 400 Da	-	100mg,500mg
M163906	Maleimide PEG Maleimide, MAL-PEG-MAL	95%,MW 5000 Da	-	100mg,500mg
M163907	Maleimide PEG Maleimide, MAL-PEG-MAL	95%,MW 600 Da	-	100mg,500mg
M163908	马来酰亚胺 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺, MAL-PEG-NHS	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
M163909	马来酰亚胺 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺, MAL-PEG-NHS	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
M163910	马来酰亚胺 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺, MAL-PEG-NHS	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
M163911	马来酰亚胺 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺, MAL-PEG-NHS	MW 20000 Da	-	100mg,500mg
M163912	马来酰亚胺 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺, MAL-PEG-NHS	MW 3400 Da	-	100mg
M163913	马来酰亚胺 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺, MAL-PEG-NHS	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
M163914	Maleimide PEG PFP, MAL-PEG-PFP	MW 1000 Da	-	100mg,25mg
M163915	Maleimide PEG PFP, MAL-PEG-PFP	MW 10000 Da	-	100mg,25mg
M163916	Maleimide PEG PFP, MAL-PEG-PFP	MW 2000 Da	-	100mg,25mg,500mg
M163917	Maleimide PEG PFP, MAL-PEG-PFP	MW 20000 Da	-	100mg,500mg
M163918	Maleimide PEG PFP, MAL-PEG-PFP	MW 3400 Da	-	25mg
M163919	Maleimide PEG PFP, MAL-PEG-PFP	MW 5000 Da	-	100mg,25mg
M163934	马来酰亚胺 -PEG- 氨基 4 种分子量套装	MW 2 KD, 3 KD, 5 KD, 10 KD	-	25mg
M163935	马来酰亚胺 -PEG-N- 羟基琥珀酰亚胺 4 种分子量套装	MW 2 KD, 3 KD, 5 KD, 10 KD	-	25mg
M163944	Methotrexate PEG amine	MW 5000 Da	-	250mg,50mg
M163945	Methotrexate PEG DSPE	MW 2000 Da	-	250mg,50mg
M163946	Methotrexate PEG Fluorescein	MW 5000 Da	-	100mg,25mg
M163947	Methotrexate PEG Maleimide	MW 5000 Da	-	25mg,5mg
M163949	甲氧基 PEG 氨基丁二酸 N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 5000 Da	-	1g,250mg
M163950	Methoxy PEG dithiol NHS	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
M163951	Methoxy PEG dithiol NHS	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
M163952	Methoxy PEG dithiol NHS	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
M163953	Methoxy PEG dithiol NHS	MW 20000 Da	-	100mg,500mg
M163954	Methoxy PEG dithiol NHS	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
M163955	甲氧基 PEG 戊二酸 N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 2000 Da	-	1g

项目号	中文名	规格	CAS	包装
M163956	甲氧基 PEG 戊二酸 N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 5000 Da	-	1g,250mg
M163957	甲氧基 PEG 琥珀酸 N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 2000 Da	-	1g
M163958	甲氧基 PEG 琥珀酸 N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 5000 Da	-	1g
M163970	单乙氧基硅烷 -PEG- 胺	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
M163971	单乙氧基硅烷 -PEG- 生物素	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
M163972	单乙氧基硅烷 -PEG- 羧酸	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
M163973	单乙氧基硅烷 -PEG- 马来酰亚胺	MW 5000 Da	-	100mg
M163974	单乙氧基硅烷 -PEG-N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
M163987	甲氧基 PEG DTPA	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
M163988	甲氧基 PEG DTPA	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
M164001	甲氧基 PEG NTA	MW 2000 Da	-	250mg,50mg
M164002	甲氧基 PEG NTA	MW 5000 Da	-	250mg,50mg
N164048	N- 羟基琥珀酰亚胺 PEG 羧酸	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
N164049	N- 羟基琥珀酰亚胺 PEG 羧酸	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
N164050	N- 羟基琥珀酰亚胺 PEG 羧酸	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
N164051	NHS PEG OH	95%,MW 2000 Da	-	100mg,500mg
N164052	NHS PEG OH	95%,MW 3400 Da	-	100mg,500mg
N164053	NHS PEG OH	95%,MW 5000 Da	-	100mg,500mg
N164066	Niacin PEG FITC	MW 5000 Da	-	10mg,250mg,50mg
N164067	Niacin PEG Maleimide	MW 5000 Da	-	250mg,50mg
N164080	NTA PEG 生物素	MW 10000 Da	-	250mg,50mg
N164081	NTA PEG 生物素	MW 3400 Da	-	250mg,50mg
N164082	NTA PEG 生物素	MW 5000 Da	-	250mg,50mg
N164083	NTA PEG 异硫氰酸荧光素	MW 5000 Da	-	250mg,50mg
O164090	邻二硫吡啶 -PEG- 生物素	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
O164091	OPSS-PEG-Biotin	95%, MW 10000 Da	-	100mg,500mg
O164092	OPSS-PEG-Biotin	95%,MW 2000 Da	-	100mg
O164093	OPSS-PEG-Biotin	95%,MW 20000 Da	-	100mg
O164094	OPSS-PEG-Biotin	95%,MW 3400 Da	-	100mg,500mg
O164095	OPSS-PEG-Biotin	95%, MW 5000 Da	-	100mg,500mg
O164096	邻二硫吡啶 -PEG- 羧酸	MW 1000 Da	-	100mg
O164097	邻二硫吡啶 -PEG- 羧酸	MW 10000 Da	-	100mg
O164098	邻二硫吡啶 -PEG- 羧酸	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
O164099	邻二硫吡啶 -PEG- 羧酸	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
O164100	邻二硫吡啶 -PEG- 羧酸	MW 400 Da	-	100mg,500mg
O164101	OPSS-PEG-COOH	95%, MW 5000 Da	-	100mg,500mg

项目号	中文名	规格	CAS	包装
O164102	邻二硫吡啶-PEG-羧酸	95%,MW 600 Da	-	100mg
O164103	OPSS-PEG-FITC	MW 5000 Da	-	250mg,50mg
O164104	OPSS-PEG-Maleimide	95%,MW 2000 Da	-	100mg,500mg
O164105	邻二硫吡啶-PEG-氨基	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
O164106	邻二硫吡啶-PEG-氨基	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
O164107	邻二硫吡啶-PEG-氨基	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
O164108	邻二硫吡啶-PEG-氨基	MW 400 Da	-	100mg,500mg
O164109	邻二硫吡啶-PEG-氨基	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
O164110	邻二硫吡啶-PEG-氨基	MW 600 Da	-	100mg,500mg
O164111	OPSS-PEG-NHS	95%, MW 1000 Da	-	100mg
O164112	邻二硫吡啶-PEG-N-羟基琥珀酰亚胺	95%,MW 10000 Da	-	100mg
O164113	邻二硫吡啶-PEG-N-羟基琥珀酰亚胺	MW 2000 Da	-	100mg
O164114	OPSS-PEG-NHS	95%,MW 20000 Da	-	100mg,500mg
O164115	邻二硫吡啶-PEG-N-羟基琥珀酰亚胺	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
O164116	邻二硫吡啶-PEG-N-羟基琥珀酰亚胺	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
O164117	邻二硫吡啶-PEG-羟基	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
P133111	甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯	averageMn480, 含 100ppm BHT 和 100ppm MEHQ 稳定剂	32171-39-4	1l,250ml
P133370	甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯	M.W.1000	32171-39-4	1g,250mg,25g,5g
P136232	甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯	average Mn2000, 含 ≤ 1500ppm MEHQ 稳定剂	32171-39-4	1g,250mg
P164132	Palmitic acid PEG acid	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
P164133	Palmitic acid PEG acid	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
P164134	Palmitic acid PEG amine	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
P164135	Palmitic acid PEG amine	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
P164190	磷脂酰丝氨酸 PEG 马来酰亚胺, PS-PEG-Mal	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
P164191	磷脂酰丝氨酸 PEG 马来酰亚胺, PS-PEG-Mal	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
P164192	磷脂酰丝氨酸 PEG N-羟基琥珀酰亚胺, PS-PEG-NHS	MW 2000 Da	-	100mg
P164193	磷脂酰丝氨酸 PEG N-羟基琥珀酰亚胺, PS-PEG-NHS	MW 3400 Da	-	100mg
P164194	磷脂酰丝氨酸 PEG N-羟基琥珀酰亚胺, PS-PEG-NHS	MW 5000 Da	-	100mg
P164198	羟基-PEG-羟基	MW 1000 Da	-	10g
P164199	羟基-PEG-羟基	MW 10000 Da	-	10g
P164200	羟基-PEG-羟基	MW 1500 Da	-	10g
P164211	多聚赖氨酸 PEG Conjugate	MW 2000 Da	-	100mg,25mg,5mg
P164212	多聚赖氨酸 PEG Conjugate	MW 5000 Da	-	100mg,25mg,5mg

项目号	中文名	规格	CAS	包装
P164213	Progesterone PEG amine	MW 5000 Da	-	100mg,25mg,500mg
P164214	Progesterone PEG DSPE	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
P164215	Progesterone PEG Fluorescein	MW 5000 Da	-	250mg,50mg
P164216	Progesterone PEG Maleimide	MW 5000 Da	-	250mg,50mg
R164217	Retinoic acid PEG acid	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
R164218	Retinoic acid PEG amine	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
R164219	Retinoic acid PEG azide	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
R164220	维甲酸 PEG 生物素	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
R164221	Retinoic acid PEG FITC	MW 5000 Da	-	10mg,50mg
R164222	Retinoic acid PEG Maleimide	MW 5000 Da	-	10mg,50mg
R164223	维甲酸 PEG N-羟基琥珀酰亚胺	MW 5000 Da	-	250mg,50mg
R164229	罗丹明 PEG 羧酸, RB-PEG-COOH	MW 3400 Da	-	10mg,50mg
R164230	Rhodamine PEG Acid, RB-PEG-COOH	95%, MW 5000 Da	-	10mg,50mg
R164231	罗丹明 PEG 胺, RB-PEG-NH2	MW 3400 Da	-	10mg,50mg
R164232	罗丹明 PEG 胺, RB-PEG-NH2	MW 5000 Da	-	10mg,50mg
R164233	Rhodamine PEG Biotin, RB-PEG-Biotin	95%,MW 2000 Da	-	10mg,50mg
R164234	罗丹明 PEG 生物素, RB-PEG-生物素	MW 3400 Da	-	10mg,50mg
R164235	罗丹明 PEG 生物素, RB-PEG-生物素	MW 5000 Da	-	10mg,50mg
R164236	罗丹明 PEG 羟基, RB-PEG-OH	MW 3400 Da	-	10mg,50mg
R164237	罗丹明 PEG 羟基, RB-PEG-OH	MW 5000 Da	-	10mg,250mg,50mg
R164238	罗丹明 PEG 马来酰亚胺	MW 3400 Da	-	100mg,25mg
R164239	罗丹明 PEG 马来酰亚胺	MW 5000 Da	-	100mg,25mg
R164240	Rhodamine PEG NHS	95%, MW 3400 Da	-	25mg,5mg
R164241	罗丹明 PEG N-羟基琥珀酰亚胺	MW 5000 Da	-	25mg,5mg
R164242	罗丹明 PEG 巯基, RB-PEG-SH	MW 3400 Da	-	10mg,50mg
R164243	Rhodamine PEG Thiol, RB-PEG-SH	95%,MW 5000 Da	-	10mg,50mg
S164246	硅烷-PEG-羧酸	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
S164247	硅烷-PEG-羧酸	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
S164248	Silane PEG acid, Silane-PEG-COOH	95%, MW 3400 Da	-	100mg,500mg
S164249	Silane PEG acid, Silane-PEG-COOH	95%, MW 5000 Da	-	100mg,500mg
S164250	Silane PEG Amine	95%, MW 1000 Da	-	100mg,500mg
S164251	硅烷-PEG-胺	MW 600 Da	-	100mg
S164252	硅烷-PEG-胺	MW 10000 Da	-	100mg
S164253	Silane PEG Amine, Silane PEG NH ₂	95%,MW 2000 Da	-	100mg,500mg
S164254	Silane PEG Amine, Silane PEG NH ₂	95%, MW 3400 Da	-	100mg,500mg

项目号	中文名	规格	CAS	包装
S164255	硅烷-PEG-胺	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
S164256	硅烷-PEG-生物素	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
S164257	硅烷-PEG-生物素	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
S164258	硅烷-PEG-生物素	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
S164259	硅烷-PEG-生物素	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
S164260	硅烷-PEG-生物素	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
S164261	硅烷-PEG-生物素	MW 600 Da	-	100mg,500mg
S164262	硅烷-PEG-马来酰亚胺	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
S164263	硅烷-PEG-马来酰亚胺	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
S164264	硅烷-PEG-马来酰亚胺	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
S164265	硅烷-PEG-马来酰亚胺	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
S164266	硅烷-PEG-马来酰亚胺	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
S164267	硅烷-PEG-马来酰亚胺	MW 600 Da	-	100mg,500mg
S164268	硅烷-PEG-巯基	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
S164269	硅烷-PEG-巯基	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
S164270	硅烷-PEG-巯基	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
S164271	硅烷-PEG-巯基	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
S164272	硅烷-PEG-巯基	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
S164273	硅烷-PEG-巯基	MW 600 Da	-	100mg,500mg
S164284	硅烷-PEG-丙烯酸酯	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
S164285	硅烷-PEG-羧酸	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
S164286	硅烷-PEG-羧酸	MW 600 Da	-	100mg,500mg
S164287	硅烷-PEG-羧酸 4 种分子量套装	MW 2 KD, 3 KD, 5 KD, 10 KD	-	25mg
S164288	硅烷-PEG-FITC	MW 5000 Da	-	250mg,500mg
S164289	硅烷-PEG-N ₃ , 硅烷 PEG 叠氮	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
S164290	Silane-PEG-NHS	95%, MW 1000 Da	-	100mg,500mg
S164291	硅烷-PEG-N-羟基琥珀酰亚胺	MW 10000 Da	-	100mg
S164292	硅烷-PEG-N-羟基琥珀酰亚胺	MW 2000 Da	-	100mg
S164293	Silane-PEG-NHS	95%, MW 20000 Da	-	100mg,500mg
S164294	Silane-PEG-NHS	95%, MW 3400 Da	-	100mg,500mg
S164295	硅烷-PEG-N-羟基琥珀酰亚胺	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
S164296	硅烷-PEG-N-羟基琥珀酰亚胺 4 种分子量套装	MW 2 KD, 3 KD, 5 KD, 10 KD	-	25mg
S164297	硅烷-PEG-邻二硫吡啶	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
S164299	Stearic acid PEG acid	MW 3400 Da	-	250mg,500mg
S164300	Stearic acid PEG aldehyde	MW 2000 Da	-	250mg,500mg

项目号	中文名	规格	CAS	包装
S164301	Stearic acid PEG aldehyde	MW 3400 Da	-	250mg,500mg
S164302	Stearic acid PEG aldehyde	MW 5000 Da	-	250mg,500mg
S164303	Stearic acid PEG amine	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
S164304	Stearic acid PEG Fluorescein	MW 3400 Da	-	100mg,25mg,500mg
S164305	Stearic acid PEG Folate	MW 3400 Da	-	100mg,25mg,500mg
S164308	Stearic acid PEG NBD	MW 3400 Da	-	100mg,25mg,500mg
S164311	Stearic acid PEG thiol	MW 3400 Da	-	250mg,500mg
T110277	维生素 E 聚乙二醇琥珀酸酯	试剂级	9002-96-4	25g,5g
T113879	Tergitol ® TMN 3 聚乙二醇三甲基壬基醚	90% active ingredients basis	60828-78-6	11,250ml,5l
T113880	Tergitol® TMN 6 聚乙二醇三甲基壬基醚	90% active ingredients basis	60828-78-6	11,250ml,5l
T113882	Tergitol® TMN 10 聚乙二醇三甲基壬基醚	90% active ingredients basis	60828-78-6	11,250ml,5l
T164341	TCO PEG acid, TCO-PEG-COOH	MW 5000 Da	-	5mg
T164342	TCO PEG amine, TCO-PEG-NH ₂	MW 5000 Da	-	25mg,5mg
T164343	TCO PEG Biotin	MW 5000 Da	-	25mg,5mg
T164344	TCO PEG Fluorescein, TCO-PEG-FITC	MW 5000 Da	-	5mg
T164345	TCO PEG Maleimide	MW 5000 Da	-	100mg,25mg
T164346	TCO PEG NHS	MW 5000 Da	-	25mg,5mg
T164347	TCO PEG Thiol, TCO-PEG-SH	MW 5000 Da	-	25mg,5mg
T164348	Tetrazine PEG acid, Tetrazine-PEG-COOH	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
T164349	Tetrazine PEG amine, Tetrazine-PEG-NH ₂	MW 5000 Da	-	100mg,25mg
T164350	Tetrazine PEG Biotin	MW 5000 Da	-	100mg,25mg
T164351	Tetrazine PEG Fluorescein, Tetrazine-PEG-FITC	MW 5000 Da	-	5mg
T164352	Tetrazine PEG Maleimide	MW 5000 Da	-	100mg,25mg,5mg
T164353	Tetrazine PEG NHS	MW 5000 Da	-	100mg,25mg,5mg
T164354	Tetrazine PEG Thiol, Tetrazine-PEG-SH	MW 5000 Da	-	100mg,25mg
T164355	Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH	95%, MW 1000 Da	-	100mg,500mg
T164356	巯基 PEG 羧酸, HS-PEG-COOH	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
T164357	巯基 PEG 羧酸, HS-PEG-COOH	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
T164358	巯基 PEG 羧酸, HS-PEG-COOH	MW 20000 Da	-	100mg,500mg
T164359	Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH	95%, MW 3400 Da	-	100mg,500mg
T164360	Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH	95%, MW 400 Da	-	100mg,500mg
T164361	巯基 PEG 羧酸, HS-PEG-COOH	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
T164362	巯基 PEG 羧酸, HS-PEG-COOH	MW 600 Da	-	100mg
T164363	巯基 PEG 胺, HS-PEG-NH ₂	MW 1000 Da	-	100mg,500mg

项目号	中文名	规格	CAS	包装
T164364	Thiol PEG Amine, HS-PEG-NH ₂	95%, MW 10000 Da	-	100mg,500mg
T164365	巯基 PEG 胺, HS-PEG-NH ₂	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
T164366	巯基 PEG 胺, HS-PEG-NH ₂	MW 20000 Da	-	100mg,500mg
T164367	巯基 PEG 胺, HS-PEG-NH ₂	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
T164368	Thiol PEG Amine, HS-PEG-NH ₂	95%, MW 400 Da	-	100mg,500mg
T164369	Thiol PEG Amine, HS-PEG-NH ₂	95%, MW 5000 Da	-	100mg,500mg
T164370	Thiol PEG Amine, HS-PEG-NH ₂	95%, MW 600 Da	-	100mg,500mg
T164371	巯基 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺, HS-PEG-NHS	MW 10000 Da	-	100mg
T164372	巯基 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺, HS-PEG-NHS	MW 2000 Da	-	100mg
T164373	Thiol PEG NHS, HS-PEG-NHS	95%,MW 3400 Da	-	100mg,500mg
T164374	Thiol PEG NHS, HS-PEG-NHS	95%, MW 5000 Da	-	100mg,500mg
T164375	巯基 PEG 羟基, HS-PEG-OH	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
T164376	巯基 PEG 羟基, HS-PEG-OH	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
T164377	巯基 PEG 羟基, HS-PEG-OH	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
V164414	VS-PEG-DSPE	MW 3400 Da	-	25mg

*单官能团PEG

单官能团 PEG，是包含单一官能团的 PEG 衍生物。以甲基为末端的 PEG 聚合物被归类为单官能团 -PEG。阿拉丁提供一系列分子量范围内的单官能团聚乙二醇 (PEG) 衍生物，如胺、马来酰亚胺、叠氮化物、NHS 酯、硫醇等。阿拉丁提供的不同类型的 PEG 产品可以方便地将 PEG 整合到蛋白质、多肽、表面和其他材料中。

项目号	中文名	规格	CAS	包装
A163170	丙烯酸酯 PEG, mPEG-ACR	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
A163171	丙烯酸酯 PEG, mPEG-ACR	MW 10000 Da	-	1g
A163172	丙烯酸酯 PEG, mPEG-ACR	MW 2000 Da	-	10g,1g,5g
A163173	丙烯酸酯 PEG, mPEG-ACR	MW 20000 Da	-	1g,5g
A163174	丙烯酸酯 PEG, mPEG-ACR	MW 350 Da	-	10g,1g,5g
A163175	丙烯酸酯 PEG, mPEG-ACR	MW 5000 Da	-	10g,1g,5g
A163176	丙烯酸酯 PEG, mPEG-ACR	MW 550 Da	-	1g
A163177	丙烯酸酯 PEG, mPEG-ACR	MW 750 Da	-	1g
A163259	Amino PEG, mPEG-NH ₂	95%, MW 1000 Da	-	1g,5g
A163260	Amino PEG, mPEG-NH ₂	95%,MW 10000 Da	-	1g
A163261	氨基 PEG, mPEG-NH ₂	MW 2000 Da	-	1g,5g
A163262	氨基 PEG, mPEG-NH ₂	MW 20000 Da	-	1g
A163263	氨基 PEG, mPEG-NH ₂	MW 3000 Da	-	1g,200mg
A163264	Amino PEG, mPEG-NH ₂	95%,MW 30000 Da	-	1g

项目号	中文名	规格	CAS	包装
A163265	Amino PEG, mPEG-NH ₂	95%,MW 350 Da	-	1g,200mg
A163266	氨基 PEG, mPEG-NH ₂	MW 40000 Da	-	1g
A163268	氨基 PEG, mPEG-NH ₂	95%, MW 550 Da	-	1g,200mg
A163269	氨基 PEG, mPEG-NH ₂	MW 750 Da	-	1g,200mg
A163311	Azido PEG, mPEG-N ₃	95%, MW 1000 Da	-	1g
A163312	Azido PEG, mPEG-N ₃	95%,MW 10000 Da	-	1g
A163313	Azido PEG, mPEG-N ₃	95%,MW 2000 Da	-	1g
A163314	Azido PEG, mPEG-N ₃	95%,MW 20000 Da	-	1g
A163315	叠氮 PEG, mPEG-N ₃	MW 30000 Da	-	1g
A163316	叠氮 PEG, mPEG-N ₃	MW 350 Da	-	100mg,500mg
A163317	叠氮 PEG, mPEG-N ₃	MW 40000 Da	-	1g,250mg
A163318	叠氮 PEG, mPEG-N ₃	MW 5000 Da	-	1g
A163319	Azido PEG, mPEG-N ₃	95%,MW 550 Da	-	100mg
A163320	Azido PEG, mPEG-N ₃	95%,MW 750 Da	-	100mg,500mg
B122210	α,ω - 双 {2-[(3- 羧基 -1- 氧丙基) 氨基] 乙基} 聚乙二醇	分子量 ~2000	74558-41-1	1g,250mg
B122302	α,ω - 双 {2-[(3- 羧基 -1- 氧丙基) 氨基] 乙基} 聚乙二醇	分子量 ~1000	74558-41-1	1g,250mg
B122303	α,ω - 双 {2-[(3- 羧基 -1- 氧丙基) 氨基] 乙基} 聚乙二醇	分子量 ~3000	74558-41-1	250mg
B122304	α,ω - 双 {2-[(3- 羧基 -1- 氧丙基) 氨基] 乙基} 聚乙二醇	分子量 ~4000	74558-41-1	1g,250mg
B122305	α,ω - 双 {2-[(3- 羧基 -1- 氧丙基) 氨基] 乙基} 聚乙二醇	分子量 ~6000	74558-41-1	1g
B122306	α,ω - 双 {2-[(3- 羧基 -1- 氧丙基) 氨基] 乙基} 聚乙二醇	分子量 ~10000	74558-41-1	1g
B163397	BSA PEG 共轭	MW 5000 Da	-	5mg
C122217	O- (2- 羧乙基) 聚乙二醇	分子量 ~1000	117786-94-4	1g,250mg
C122308	O- (2- 羧乙基) 聚乙二醇	分子量 ~2000	117786-94-4	1g,250mg
C122309	O- (2- 羧乙基) 聚乙二醇	分子量 ~3000	117786-94-4	100mg,500mg
C122310	O- (2- 羧乙基) 聚乙二醇	分子量 ~4000	117786-94-4	1g,250mg
C122311	O- (2- 羧乙基) 聚乙二醇	分子量 ~5000	117786-94-4	100mg,500mg
C122312	O- (2- 羧乙基) 聚乙二醇	分子量 ~10000	117786-94-4	100mg,500mg
C163405	羧酸 PEG 羧酸, mPEG-COOH	MW 1000 Da	-	1g
C163406	羧酸 PEG 羧酸, mPEG-COOH	MW 10000 Da	-	1g
C163407	Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH	95%,MW 2000 Da	-	1g
C163408	Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH	95%,MW 20000 Da	-	1g
C163409	羧酸 PEG 羧酸, mPEG-COOH	MW 3000 Da	-	1g,200mg
C163410	Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH	95%,MW 30000 Da	-	1g,200mg

项目号	中文名	规格	CAS	包装
C163411	Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH	95%,MW 350 Da	-	1g,200mg
C163412	Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH	955,MW 40000 Da	-	200mg
C163413	羧酸 PEG 羧酸, mPEG-COOH	MW 5000 Da	-	1g
C163414	羧酸 PEG 羧酸, mPEG-COOH	MW 550 Da	-	1g,200mg
C163415	羧酸 PEG 羧酸, mPEG-COOH	MW 750 Da	-	1g,200mg
C163459	胆固醇 PEG, mPEG-CLS	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
C163460	胆固醇 PEG, mPEG-CLS	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
C163461	胆固醇 PEG, mPEG-CLS	MW 20000 Da	-	100mg,500mg
C163462	胆固醇 PEG, mPEG-CLS	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
C163463	Cholesterol PEG1000, mPEG-CLS	MW 1000 Da	-	1g,250mg
D163557	1,2-二月桂酰-sn-甘油酸-3-磷酸乙醇胺 PEG, mPEG-DLPE	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
D163558	1,2-二月桂酰-sn-甘油酸-3-磷酸乙醇胺 PEG, mPEG-DLPE	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
D163569	2-豆蔻酸锡酰-3-磷脂乙醇胺 PEG, mPEG-DMPE	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
D163570	2-豆蔻酸锡酰-3-磷脂乙醇胺 PEG, mPEG-DMPE	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
D163571	2-豆蔻酸锡酰-3-磷脂乙醇胺 PEG, mPEG-DMPE	MW 20000 Da	-	100mg,500mg
D163572	2-豆蔻酸锡酰-3-磷脂乙醇胺 PEG, mPEG-DMPE	MW 5000 Da	-	1g,250mg
D163576	1,2-二油酰-SN-甘油-3-磷酸乙醇胺 PEG, mPEG-DOPE	MW 2000 Da	-	250mg,50mg
D163577	1,2-二油酰-SN-甘油-3-磷酸乙醇胺 PEG, mPEG-DOPE	MW 5000 Da	-	250mg,50mg
D163583	L-磷脂酰乙醇胺 PEG, mPEG-DPPE	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
D163584	L-磷脂酰乙醇胺 PEG, mPEG-DPPE	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
D163632	DSPE PEG, mPEG-DSPE	95%,MW 1000 Da	-	100mg
D163633	二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 PEG, mPEG-DSPE	MW 10000 Da	-	500mg
D163634	二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 PEG, mPEG-DSPE	MW 2000 Da	-	500mg
D163635	二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 PEG, mPEG-DSPE	MW 20000 Da	-	500mg
D163636	二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 PEG, mPEG-DSPE	MW 30000 Da	-	100mg,500mg
D163637	DSPE PEG, mPEG-DSPE	95%,MW 40000 Da	-	100mg,500mg
D163638	DSPE PEG, mPEG-DSPE	95%,MW 5000 Da	-	100mg,500mg
E163655	环氧烷 PEG, mPEG-EPO	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
E163656	环氧烷 PEG, mPEG-EPO	MW 10000 Da	-	1g
E163657	环氧烷 PEG, mPEG-EPO	MW 2000 Da	-	1g
E163658	环氧烷 PEG, mPEG-EPO	MW 20000 Da	-	1g
E163659	环氧烷 PEG, mPEG-EPO	MW 30000 Da	-	1g
E163660	环氧烷 PEG, mPEG-EPO	MW 350 Da	-	1g

项目号	中文名	规格	CAS	包装
E163661	环氧烷 PEG, mPEG-EPO	MW 40000 Da	-	1g
E163662	环氧烷 PEG, mPEG-EPO	MW 5000 Da	-	1g
E163663	环氧烷 PEG, mPEG-EPO	MW 550 Da	-	1g
E163664	环氧烷 PEG, mPEG-EPO	MW 750 Da	-	1g
F122216	O-[2-(Fmoc-氨基)-乙基]-O'-[3-(N-琥珀酰亚胺氧基)-3-氧代丙基]聚乙二醇 3000	0	488085-18-3	100mg,500mg
F163709	Fluorescein PEG, mPEG-FITC	95%, MW 350 Da	-	50mg
F163710	Fluorescein PEG, mPEG-FITC	95%,MW 40000 Da	-	50mg
F163711	Fluorescein PEG, mPEG-FITC	95%,MW 5000 Da	-	50mg
F163712	Fluorescein PEG, mPEG-FITC	95%,MW 550 Da	-	50mg
H163770	酰肼 PEG, mPEG-HAZ	MW 1000 Da	-	1g
H163771	酰肼 PEG, mPEG-HAZ	MW 10000 Da	-	1g
H163772	酰肼 PEG, mPEG-HAZ	MW 2000 Da	-	1g
H163773	酰肼 PEG, mPEG-HAZ	MW 20000 Da	-	1g
H163774	酰肼 PEG, mPEG-HAZ	MW 30000 Da	-	1g,250mg
H163775	酰肼 PEG, mPEG-HAZ	MW 40000 Da	-	1g
H163776	酰肼 PEG, mPEG-HAZ	MW 5000 Da	-	1g
I163805	碘代乙酰基 PEG, mPEG-IA	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
I163806	碘代乙酰基 PEG, mPEG-IA	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
I163807	碘代乙酰基 PEG, mPEG-IA	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
I163808	碘代乙酰基 PEG, mPEG-IA	MW 20000 Da	-	100mg,500mg
I163809	碘代乙酰基 PEG, mPEG-IA	MW 30000 Da	-	100mg,500mg
I163810	碘代乙酰基 PEG, mPEG-IA	MW 5000 Da	-	100mg
L163841	亚油酸 PEG, mPEG-LNA	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
L163842	亚油酸 PEG, mPEG-LNA	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
L163864	硫辛酸 PEG, mPEG-LA	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
L163865	硫辛酸 PEG, mPEG-LA	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
L163866	硫辛酸 PEG, mPEG-LA	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
L163867	硫辛酸 PEG, mPEG-LA	MW 20000 Da	-	100mg,500mg
L163868	硫辛酸 PEG, mPEG-LA	MW 30000 Da	-	100mg,500mg
L163869	硫辛酸 PEG, mPEG-LA	MW 40000 Da	-	100mg,500mg
L163870	硫辛酸 PEG, mPEG-LA	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
M109713	聚乙二醇 350 单甲醚	平均分子量 350	9004-74-4	100g,1kg,500g
M109714	聚乙二醇 750 单甲醚	平均分子量 750	9004-74-4	100g,250g,500g
M109715	聚乙二醇甲醚	平均分子量 550	9004-74-4	100g,250g,500g
M109716	聚乙二醇甲醚	平均分子量 5000	9004-74-4	100g,1kg,250g,25g,500g

项目号	中文名	规格	CAS	包装
M109717	聚乙二醇 1000 单甲醚	平均分子量 1000	9004-74-4	1kg,250g,5kg
M130065	聚乙二醇单甲醚	平均分子量 1900	9004-74-4	100g,1kg,250g,500g
M163920	马来酰亚胺 PEG, mPEG-MAL	MW 1000 Da	-	1g
M163921	马来酰亚胺 PEG, mPEG-MAL	MW 10000 Da	-	1g
M163922	马来酰亚胺 PEG, mPEG-MAL	MW 12000 Da	-	1g
M163923	Maleimide PEG, mPEG-MAL	95%, MW 2000 Da	-	1g
M163924	Maleimide PEG, mPEG-MAL	95%,MW 20000 Da	-	1g
M163925	Maleimide PEG, mPEG-MAL	95%,MW 30000 Da	-	1g
M163926	Maleimide PEG, mPEG-MAL	95%,MW 350 Da	-	100mg,500mg
M163927	马来酰亚胺 PEG, mPEG-MAL	MW 40000 Da	-	1g
M163928	马来酰亚胺 PEG, mPEG-MAL	MW 5000 Da	-	1g,5g
M163929	马来酰亚胺 PEG, mPEG-MAL	MW 550 Da	-	100mg,500mg
M163930	马来酰亚胺 PEG, mPEG-MAL	MW 750 Da	-	100mg,1g
M163936	Methacrylate PEG, mPEG-MAR	95%, MW 1000 Da	-	1g
M163937	Meth 丙烯酸酯 PEG, mPEG-MAR	MW 10000 Da	-	1g
M163938	Meth 丙烯酸酯 PEG, mPEG-MAR	MW 2000 Da	-	10g,1g,5g
M163939	Meth 丙烯酸酯 PEG, mPEG-MAR	MW 20000 Da	-	1g,250mg
M163940	Meth 丙烯酸酯 PEG, mPEG-MAR	MW 350 Da	-	10g,1g,5g
M163941	Meth 丙烯酸酯 PEG, mPEG-MAR	MW 5000 Da	-	10g,1g,5g
M163942	Meth 丙烯酸酯 PEG, mPEG-MAR	MW 550 Da	-	1g
M163943	Meth 丙烯酸酯 PEG, mPEG-MAR	MW 750 Da	-	1g,250mg
M163948	甲氧基 PEG 醛, mPEG-CH2CHO	MW 5000 Da	-	1g,5g
M163959	甲氧基 PEG, mPEG-OH	MW 160 Da	-	10g
M163960	甲氧基 PEG, mPEG-OH	MW 350 Da	-	10g
M163961	甲氧基 PEG, mPEG-OH	MW 550 Da	-	10g
M163962	甲氧基 PEG, mPEG-OH	MW 1000 Da	-	2g
M163963	甲氧基 PEG, mPEG-OH	MW 10000 Da	-	5g
M163964	甲氧基 PEG, mPEG-OH	MW 2000 Da	-	10g,250g,50g
M163965	甲氧基 PEG, mPEG-OH	MW 20000 Da	-	1g,5g
M163966	甲氧基 PEG, mPEG-OH	MW 30000 Da	-	1g,5g
M163967	甲氧基 PEG, mPEG-OH	MW 40000 Da	-	5g
M163968	甲氧基 PEG, mPEG-OH	MW 5000 Da	-	10g
M163969	甲氧基 PEG, mPEG-OH	MW 750 Da	-	10g
M163975	mPEG amide acetaldehyde	MW 10000 Da	-	1g,250mg
M163976	mPEG amide acetaldehyde	MW 2000 Da	-	1g,250mg
M163977	mPEG amide acetaldehyde	MW 20000 Da	-	1g,250mg

项目号	中文名	规格	CAS	包装
M163978	mPEG amide acetaldehyde	MW 5000 Da	-	1g,250mg
M163979	mPEG 天冬氨酸	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
M163980	mPEG 天冬氨酸	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
M163981	mPEG benzaldehyde	MW 10000 Da	-	1g,250mg
M163982	mPEG benzaldehyde	MW 2000 Da	-	1g,250mg
M163983	mPEG benzaldehyde	MW 20000 Da	-	1g,250mg
M163984	mPEG benzaldehyde	MW 5000 Da	-	1g,250mg
M163985	mPEG 半胱氨酸	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
M163986	mPEG 半胱氨酸	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
M163989	mPEG Estrogen, PEG Estrogen	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
M163990	mPEG 谷氨酸	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
M163991	mPEG 谷氨酸	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
M163992	mPEG 谷胱甘肽	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
M163993	mPEG 谷胱甘肽	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
M163994	mPEG L- 赖氨酸	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
M163995	mPEG L- 赖氨酸	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
M163996	mPEG L- 赖氨酸	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
M163997	mPEG L- 赖氨酸	MW 20000 Da	-	100mg,500mg
M163998	mPEG L- 赖氨酸	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
M163999	mPEG Methotrexate, PEG methotrexate	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
M164000	mPEG Niacin, PEG nicotinic acid	MW 5000 Da	-	1g,250mg
M164003	mPEG Progesterone, PEG Progesterone	MW 5000 Da	-	10mg
M164004	mPEG propionaldehyde	MW 10000 Da	-	1g,250mg
M164005	mPEG propionaldehyde	MW 2000 Da	-	1g,250mg
M164006	mPEG propionaldehyde	MW 20000 Da	-	250mg
M164007	mPEG propionaldehyde	MW 5000 Da	-	1g,250mg
M164008	mPEG Tetrazine	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
M164009	mPEG- 生物素 3 种分子量套装	MW 2 KD, 5 KD, 10 KD	-	25mg
M164010	mPEG- 生物素 6 种分子量套装	MW 1 KD, 2 KD, 5 KD, 10 KD, 20 KD, 30 KD	-	25mg
M164011	mPEG- 羧酸 3 种分子量套装	MW 2 KD, 5 KD, 10 KD	-	100mg
M164012	mPEG- 羧酸 5 种分子量套装	MW 2 KD, 5 KD, 10 KD, 20 KD, 30 KD	-	100mg
M164013	mPEG-DBCO, PEG Dibenzylcyclooctyne	MW 1000 Da	-	25mg
M164014	mPEG-DBCO, PEG Dibenzylcyclooctyne	MW 10000 Da	-	25mg
M164015	mPEG-DBCO, PEG Dibenzylcyclooctyne	MW 2000 Da	-	25mg

项目号	中文名	规格	CAS	包装
M164016	mPEG-DBCO, PEG Dibenzylcyclooctyne	MW 20000 Da	-	100mg,25mg
M164017	mPEG-DBCO, PEG Dibenzylcyclooctyne	MW 30000 Da	-	25mg
M164018	mPEG-DBCO, PEG Dibenzylcyclooctyne	MW 40000 Da	-	100mg,25mg
M164019	mPEG-DBCO, PEG Dibenzylcyclooctyne	MW 5000 Da	-	100mg,25mg
M164020	mPEG-FITC 3 种分子量套装	MW 2 KD, 5 KD, 10 KD	-	10mg
M164021	mPEG-FITC 5 种分子量套装	MW 2 KD, 5 KD, 10 KD, 20 KD, 30 KD	-	10mg
M164022	mPEG- 马来酰亚胺 3 种分子量套装	MW 2 KD, 5 KD, 10 KD	-	100mg
M164023	mPEG- 马来酰亚胺 5 种分子量套装	MW 2 KD, 5 KD, 10 KD, 20 KD, 30 KD	-	100mg
M164024	mPEG- 氨基 3 种分子量套装	MW 2 KD, 5 KD, 10 KD	-	100mg
M164025	mPEG-NH ₂ Pack ₆	MW 1 KD, 2 KD, 5 KD, 10 KD, 20 KD, 30 KD 各 100mg	-	6×100mg
M164026	mPEG-N- 羟基琥珀酰亚胺 3 种分子量套装	MW 2 KD, 5 KD, 10 KD	-	100mg
M164027	mPEG-N- 羟基琥珀酰亚胺 5 种分子量套装	MW 2 KD, 5 KD, 10 KD, 20 KD, 30 KD	-	100mg
M164028	mPEG- 巯基 3 种分子量套装	MW 2 KD, 5 KD, 10 KD	-	100mg
M164029	mPEG- 巯基 6 种分子量套装	MW 1 KD, 2 KD, 5 KD, 10 KD, 20 KD, 30 KD	-	100mg
M164030	mPEG-Silanc 5 种分子量套装	MW 2 KD, 5 KD, 10 KD, 20 KD, 30 KD	-	25mg
M164031	mPEG- 硅烷 3 种分子量套装	MW 2 KD, 5 KD, 10 KD	-	25mg
M164032	mPEG-TCO	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
M164033	肉豆蔻酸 PEG 马来酰亚胺	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
M164034	肉豆蔻酸 PEG 马来酰亚胺	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
M164035	肉豆蔻酸 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
M164036	肉豆蔻酸 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 3400 Da	-	100mg,500mg
M164037	肉豆蔻酸 PEG, mPEG-MTA	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
M164038	肉豆蔻酸 PEG, mPEG-MTA	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
M196570	PEG 化磁性锰锌铁氧体纳米晶 (羧基末端)	铁浓度: 1 mg/mL	-	1ml,5ml
M196571	PEG 化磁性锰锌铁氧体纳米晶 (氨基末端)	铁浓度: 1 mg/mL	-	1ml,5ml
M196572	PEG 化磁性锰锌铁氧体纳米晶 (甲氧基末端)	铁浓度: 1 mg/mL	-	1ml,5ml
N164073	硝基苯 PEG, mPEG-NPC	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
N164074	硝基苯 PEG, mPEG-NPC	MW 10000 Da	-	1g,250mg
N164075	硝基苯 PEG, mPEG-NPC	MW 2000 Da	-	1g
N164076	硝基苯 PEG, mPEG-NPC	MW 20000 Da	-	1g
N164077	硝基苯 PEG, mPEG-NPC	MW 30000 Da	-	1g

项目号	中文名	规格	CAS	包装
N164078	硝基苯 PEG, mPEG-NPC	MW 40000 Da	-	1g
N164079	硝基苯 PEG, mPEG-NPC	MW 5000 Da	-	1g
O164126	邻二硫吡啶 PEG, mPEG- 邻二硫吡啶	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
O164127	邻二硫吡啶 PEG, mPEG- 邻二硫吡啶	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
O164128	邻二硫吡啶 PEG, mPEG- 邻二硫吡啶	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
O164129	邻二硫吡啶 PEG, mPEG- 邻二硫吡啶	MW 20000 Da	-	100mg,500mg
O164130	邻二硫吡啶 PEG, mPEG- 邻二硫吡啶	MW 30000 Da	-	100mg,500mg
O164131	邻二硫吡啶 PEG, mPEG- 邻二硫吡啶	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
P107530	聚乙二醇二甲醚 (NHD)	average Mn ~250	24991-55-7	100ml,500ml
P109707	聚乙二醇二丙烯酸酯	平均分子量 ~200, 含 80 - 120 ppm MEHQ 稳定剂	26570-48-9	100ml,500ml
P109708	聚乙二醇二丙烯酸酯	PEG 平均分子量 ~400, 含 400-600ppm MEHQ 稳定剂	26570-48-9	100ml,500ml
P109711	聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯	平均分子量 ~475, 含 100 ppm MeHQ, 200 ppm BHT	26915-72-0	100ml,500ml
P109712	聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯	平均分子量 ~950, 含 100 ppm MeHQ	26915-72-0	100ml,500ml
P113835	聚乙二醇单硬脂酸酯	n ≈ 10	9004-99-3	100g,2.5kg,25g,500g
P113836	聚乙二醇单硬脂酸酯	n ≈ 25	9004-99-3	100g,2.5kg,25g,500g
P131592	聚乙二醇二丙烯酸酯	平均分子量 ~600, 含 100ppm MEHQ 稳定剂和 300ppm BHT 稳定剂	26570-48-9	100ml,500ml
P131593	聚乙二醇二丙烯酸酯	平均分子量 ~1000, 含 100ppm MEHQ 稳定剂和 300ppm BHT 稳定剂	26570-48-9	100ml,500ml
P132872	α,ω- 二甲基丙烯酸酯基聚乙二醇	average Mn 20,000, contains MEHQ as inhibitor	25852-47-5	1g
P132873	聚乙二醇二甲基丙烯酸酯	average Mn 750, contains 900-1100 ppm MEHQ as inhibitor	25852-47-5	1l,250ml
P132903	α,ω- 二甲基丙烯酸酯基聚乙二醇	average Mn 10,000, contains MEHQ as inhibitor	25852-47-5	1g
P133765	α,ω- 二甲基丙烯酸酯基聚乙二醇	average Mn 2000, contains ~1000 ppm MeHQ as stabilizer	25852-47-5	1g
P133766	聚乙二醇二甲基丙烯酸酯	average Mn 550, contains 270-330 ppm BHT as inhibitor, 80-120 ppm MEHQ as inhibitor	25852-47-5	1l,250ml,50ml
P134003	聚乙二醇二缩水甘油醚	Mn 500	72207-80-8	100ml,500ml
P134776	聚乙二醇单月桂酸酯	average Mn ~400	9004-81-3	250ml
P134831	聚乙二醇二缩水甘油醚	Mn 2,000	72207-80-8	1g,5g
P134832	聚乙二醇二缩水甘油醚	Mn 6,000	72207-80-8	1g,5g
P136141	α,ω- 二甲基丙烯酸酯基聚乙二醇	average Mn 6,000, contains 1000 ppm 4-methoxyphenol as inhibitor	25852-47-5	1g,250mg
P136309	聚乙二醇二羧酸	average Mn 600	39927-08-7	50ml
P139715	聚乙二醇单硬脂酸酯	n ≈ 2	9004-99-3	100g,25g

项目号	中文名	规格	CAS	包装
P139716	聚乙二醇单硬脂酸酯	n ≈ 4	9004-99-3	100g,25g,500g
P139717	聚乙二醇单硬脂酸酯	n ≈ 40	9004-99-3	100g,2.5kg,25g,500g
P139718	聚乙二醇单硬脂酸酯	n ≈ 45	9004-99-3	100g,2.5kg,25g,500g
P139719	聚乙二醇单硬脂酸酯	n ≈ 55	9004-99-3	100g,2.5kg,25g,500g
P140905	PEG 包覆上转换纳米颗粒	发光波长 :365 nm, 粒径 :35 nm	-	5mg
P140906	PEG 包覆上转换纳米颗粒	发光波长 :475 nm, 粒径 :35 nm	-	5mg
P140907	PEG 包覆上转换纳米颗粒	发光波长 :545 nm, 粒径 :35 nm	-	5mg
P140908	PEG 包覆上转换纳米颗粒	发光波长 :660 nm, 粒径 :35 nm	-	5mg
P140909	PEG 包覆上转换纳米颗粒	发光波长 :804 nm, 粒径 :35 nm	-	5mg
P164142	PEG 醛, mPEG-CH ₂ CHO	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
P164143	PEG 醛, mPEG-CH ₂ CHO	MW 10000 Da	-	1g
P164144	PEG 醛, mPEG-CH ₂ CHO	MW 2000 Da	-	1g,250mg
P164145	PEG 醛, mPEG-CH ₂ CHO	MW 20000 Da	-	1g
P164146	PEG 醛, mPEG-CH ₂ CHO	MW 30000 Da	-	1g
P164147	PEG 醛, mPEG-CH ₂ CHO	MW 350 Da	-	100mg,2.5g,500mg
P164148	PEG 醛, mPEG-CH ₂ CHO	MW 40000 Da	-	1g
P164149	PEG 醛, mPEG-CH ₂ CHO	MW 5000 Da	-	1g,5g
P164150	PEG 醛, mPEG-CH ₂ CHO	MW 550 Da	-	100mg,500mg
P164151	PEG 醛, mPEG-CH ₂ CHO	MW 750 Da	-	100mg,500mg
P164152	PEG 生物素, mPEG- 生物素	MW 1000 Da	-	100mg,2.5g,500mg
P164153	PEG 生物素, mPEG- 生物素	MW 10000 Da	-	100mg,2.5g,500mg
P164154	PEG Biotin, mPEG-Biotin	95%,MW 2000 Da	-	100mg,500mg
P164155	PEG Biotin, mPEG-Biotin	95%, MW 20000 Da	-	100mg,500mg
P164156	PEG 生物素, mPEG- 生物素	MW 30000 Da	-	100mg,500mg
P164157	PEG 生物素, mPEG- 生物素	MW 350 Da	-	100mg,500mg
P164158	PEG 生物素, mPEG- 生物素	MW 40000 Da	-	1g
P164159	PEG 生物素, mPEG- 生物素	MW 5000 Da	-	500mg
P164160	PEG 生物素, mPEG- 生物素	MW 550 Da	-	100mg,500mg
P164161	PEG Biotin, mPEG-Biotin	95%, MW 750 Da	-	100mg,500mg
P164172	PEG 酯酶	MW 5000 Da	-	25mg,5mg
P164173	Pentafluorophenyl PEG, mPEG-PFP	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
P164174	Pentafluorophenyl PEG, mPEG-PFP	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
P164175	Pentafluorophenyl PEG, mPEG-PFP	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
P164176	Pentafluorophenyl PEG, mPEG-PFP	MW 20000 Da	-	100mg,500mg
P164177	Pentafluorophenyl PEG, mPEG-PFP	MW 5000 Da	-	100mg,500mg

项目号	中文名	规格	CAS	包装
P164184	Phosphate PEG, mPEG-phosphoric acid	MW 1000 Da		500mg
P164185	Phosphate PEG, mPEG-phosphoric acid	MW 2000 Da		100mg,500mg
P164186	Phosphate PEG, mPEG-phosphoric acid	MW 350 Da		100mg,500mg
P164187	Phosphate PEG, mPEG-phosphoric acid	MW 5000 Da		500mg
P164188	Phosphate PEG, mPEG-phosphoric acid	MW 550 Da		100mg,500mg
P164189	Phosphate PEG, mPEG-phosphoric acid	MW 750 Da		100mg,500mg
P164195	磷脂酰丝氨酸 PEG, mPEG PS	MW 2000 Da		100mg,500mg
P164196	磷脂酰丝氨酸 PEG, mPEG PS	MW 5000 Da		100mg,500mg
P193178	聚乙二醇二缩水甘油醚	粘度 mPa.s/25°C 40-80	72207-80-8	100g,2.5kg,25g,500g
P196267	PEG-160 失水山梨醇三异硬脂酸酯	100%	54392-28-8	10l,1l
P196298	PEG-150 月桂酸酯	熔点: 56.5-61.5°C	9004-99-3	500g
P196299	PEG-12 月桂酸酯	熔点: 10-13°C	9004-81-3	250ml
P196300	PEG-250 二硬脂酸酯	熔点: >64°C	9005-08-7	1kg
P196301	PEG-150 二硬脂酸酯	熔点: 55-58°C	9005-08-7	1kg
R164224	罗丹明 -PEG, mPEG-RB	MW 10000 Da	-	100mg,25mg
R164225	罗丹明 -PEG, mPEG-RB	MW 2000 Da	-	100mg,25mg
R164226	罗丹明 -PEG, mPEG-RB	MW 20000 Da	-	100mg,25mg
R164227	罗丹明 -PEG, mPEG-RB	MW 30000 Da	-	100mg,25mg
R164228	罗丹明 -PEG, mPEG-RB	MW 5000 Da	-	100mg,25mg
R164244	罗丹明 -PEG, mPEG-RB	MW 1000 Da	-	100mg,25mg
R164245	罗丹明 -PEG, mPEG-RB	MW 40000 Da	-	100mg,25mg
S164274	Silane PEG, mPEG-Silane	95%, MW 1000 Da	-	100mg,500mg
S164275	硅烷 PEG, mPEG- 硅烷	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
S164276	硅烷 PEG, mPEG- 硅烷	MW 2000 Da	-	100mg,500mg
S164277	硅烷 PEG, mPEG- 硅烷	MW 20000 Da	-	1g
S164278	Silane PEG, mPEG-Silane	95%, MW 30000 Da	-	100mg,500mg
S164279	Silane PEG, mPEG-Silane	95%, MW 350 Da	-	500mg
S164280	Silane PEG, mPEG-Silane	95%, MW 40000 Da	-	100mg,500mg
S164281	硅烷 PEG, mPEG- 硅烷	95%,MW 5000 Da	-	100mg,2.5g,500mg
S164282	硅烷 PEG, mPEG- 硅烷	95%,MW 550 Da	-	500mg
S164283	Silane PEG, mPEG-Silane	95%,MW 750 Da	-	500mg
S164314	Succinimidyl acid PEG, mPEG-NHS	95%,MW 1000 Da	-	100mg,500mg
S164315	琥珀酰亚胺酸 PEG, mPEG-NHS	MW 10000 Da	-	1g
S164316	琥珀酰亚胺酸 PEG, mPEG-NHS	MW 2000 Da	-	1g
S164317	琥珀酰亚胺酸 PEG, mPEG-NHS	MW 20000 Da	-	1g

项目号	中文名	规格	CAS	包装
S164318	琥珀酰亚胺酸 PEG, mPEG-NHS	MW 30000 Da	-	1g
S164319	Succinimidyl acid PEG, mPEG-NHS	95%, MW 40000 Da	-	1g
S164320	Succinimidyl acid PEG, mPEG-NHS	95%, MW 5000 Da	-	1g,250mg
S164321	琥珀酰亚胺 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺, mPEG-NHS(SC)	MW 1000 Da	-	100mg,1g,2.5g,500mg
S164322	琥珀酰亚胺 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺, mPEG-NHS(SC)	MW 10000 Da	-	1g
S164323	琥珀酰亚胺 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺, mPEG-NHS(SC)	MW 12000 Da	-	1g
S164324	Succinimidyl PEG NHS, mPEG-NHS	95%,MW 2000 Da	-	1g,5g
S164325	琥珀酰亚胺 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺, mPEG-NHS(SC)	MW 20000 Da	-	1g
S164326	琥珀酰亚胺 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺, mPEG-NHS(SC)	MW 30000 Da	-	1g
S164327	琥珀酰亚胺 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺, mPEG-NHS(SC)	MW 350 Da	-	100mg,500mg
S164328	琥珀酰亚胺 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺, mPEG-NHS(SC)	MW 40000 Da	-	1g
S164329	琥珀酰亚胺 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺, mPEG-NHS(SC)	MW 5000 Da	-	1g,250mg
S164330	Succinimidyl PEG NHS, mPEG-NHS	95%, MW 550 Da	-	100mg,500mg
S164331	Succinimidyl PEG NHS, mPEG-NHS	95%, MW 750 Da	-	100mg,500mg
S164333	琥珀酰亚胺戊酸酯 PEG, mPEG-SVA	MW 1000 Da	-	100mg,500mg
S164334	琥珀酰亚胺戊酸酯 PEG, mPEG-SVA	MW 10000 Da	-	1g,250mg
S164335	琥珀酰亚胺戊酸酯 PEG, mPEG-SVA	MW 2000 Da	-	1g
S164336	琥珀酰亚胺戊酸酯 PEG, mPEG-SVA	MW 20000 Da	-	1g,250mg
S164337	琥珀酰亚胺戊酸酯 PEG, mPEG-SVA	MW 30000 Da	-	1g,250mg
S164338	琥珀酰亚胺戊酸酯 PEG, mPEG-SVA	MW 40000 Da	-	1g,250mg
S164339	琥珀酰亚胺戊酸酯 PEG, mPEG-SVA	MW 5000 Da	-	1g
T121212	四氢糠基聚乙二醇	average Mn 200	31692-85-0	100g,25g
T164390	Thiol PEG, mPEG-SH	95%, MW 1000 Da	-	1g
T164391	巯基 PEG, mPEG-SH	MW 10000 Da	-	1g,200mg
T164392	巯基 PEG, mPEG-SH	MW 2000 Da	-	1g,5g
T164393	Thiol PEG, mPEG-SH	95%,MW 20000 Da	-	1g,200mg
T164394	巯基 PEG, mPEG-SH	MW 3000 Da	-	1g,250mg
T164395	巯基 PEG, mPEG-SH	MW 30000 Da	-	1g,200mg
T164396	巯基 PEG, mPEG-SH	MW 350 Da	-	1g,200mg
T164397	巯基 PEG, mPEG-SH	MW 40000 Da	-	1g,200mg
T164398	Thiol PEG, mPEG-SH	95%, MW 5000 Da	-	1g,5g
T164399	Thiol PEG, mPEG-SH	95%, MW 550 Da	-	1g,200mg
T164400	Thiol PEG, mPEG-SH	95%, MW 750 Da	-	1g,200mg

项目号	中文名	规格	CAS	包装
T164401	甲苯磺酰基 PEG, mPEG-Tosylate	MW 1000 Da	-	100mg,2.5g,500mg
T164402	甲苯磺酰基 PEG, mPEG-Tosylate	MW 10000 Da	-	1g
T164403	甲苯磺酰基 PEG, mPEG-Tosylate	MW 2000 Da	-	1g
T164404	甲苯磺酰基 PEG, mPEG-Tosylate	MW 20000 Da	-	1g
T164405	甲苯磺酰基 PEG, mPEG-Tosylate	MW 5000 Da	-	1g,5g

*低聚乙二醇

项目号	中文名	规格	CAS	包装
A122195	O-(2-氨基乙基)-O'-(2-叠氮乙基)七聚乙二醇	95%	857891-82-8	500mg
A122196	O-(2-氨基乙基)-O'-(2-叠氮乙基)九聚乙二醇	≥ 97%	912849-73-1	500mg
A122203	O-(2-氨基乙基)-O'-(2-(叔丁氧羰基-氨基)乙基)六聚乙二醇	98%	206265-98-7	500mg
A122204	O-(2-氨基乙基)-O'-(2-(叔丁氧羰基-氨基)乙基)八聚乙二醇	97%	890091-43-7	500mg
A122207	O-(2-叠氮乙基)七聚乙二醇	97%	352439-36-2	250mg
A166185	Azido-dPEG ₁₂ -acid	>90%	1167575-20-3	100mg
A166740	Azido-dPEG ₄ -acid	>90%	1257063-35-6	100mg
B122197	BocNH-PEG ₁ -CH ₂ CH ₂ NH ₂	98%	127828-22-2	1g,250mg,5g
B122202	BocNH-PEG ₆ -CH ₂ CH ₂ NH ₂	98%	1091627-77-8	1g
B122211	(+)-Biotin-PEG ₂₄ -NHS Ester	95%	365441-71-0	250mg,50mg
B122224	(+)-Biotin-PEG ₂ -azide	98%	945633-30-7	1g,250mg
B122225	Biotin-PEG ₃ -Azide	95%	875770-34-6	100mg,25mg,5mg
B122226	生物素-PEG ₂ -胺	97%	138529-46-1	100mg,250mg,25mg,50mg
B122227	生物素-PEG ₃ -胺	95%	359860-27-8	100mg,250mg,50mg
B122228	(+)-Biotin-PEG ₄ -amine	95%	663171-32-2	1g,250mg
B122229	(+)-Biotin-PEG ₃ -propionic acid	98%	252881-76-8	250mg
B122230	(+)-Biotin-PEG ₄ -propionic acid	98%	721431-18-1	250mg
B122234	(+)-Biotin-PEG ₆ -OH	95%	906099-89-6	1g,250mg
B129090	Brij®; C10 聚乙二醇十六烷基醚 (Brij 56)	average Mn ~683	9004-95-9	100g,2.5kg,25g,500g
B152153	生物素-PEG ₄ -叠氮	>96.0%(HPLC)	1309649-57-7	100mg
B165382	Bis-dPEG@ ₁₃ -NHS ester	>90%	1008402-79-6	100mg,25mg
B171421	Biotin PEG ₃ azide	95%	0	100mg,10mg,25mg,500mg
B181120	Bis-PEG ₄ -NHS ester	95%	1314378-11-4	1g,5g
B181121	Bis-PEG ₃ -NHS Ester	95%	1314378-16-9	1g,5g
B185869	Bis-PEG ₂ -NHS Ester	95%	65869-63-8	1g

项目号	中文名	规格	CAS	包装
E196259	PEG-40 氢化蓖麻油	0	61788-85-0	10l,1,250ml,5l
E196260	PEG-60 氢化蓖麻油	0	61788-85-0	10l,1,250ml,5l
F122103	Fmoc-NH-(PEG) ₉ -CH ₂ CH ₂ COOH	97%	1191064-81-9	1g
H122154	HO-PEG ₅ -CH ₂ CH ₂ COOtBu	98%	850090-09-4	1g
H122155	HO-PEG ₁₀ -CH ₂ CH ₂ COOtBu	98%	778596-26-2	1g
H122156	HO-PEG ₁₂ -CH ₂ CH ₂ COOtBu	97%	892154-71-1	1g
H122157	HS-PEG ₄ -CH ₂ CH ₂ COOtBu	95%	564476-33-1	1g
H122161	H ₂ N-PEG ₄ -CH ₂ CH ₂ COOtBu	95%	581065-95-4	1g
H122162	H ₂ N-PEG ₈ -CH ₂ CH ₂ COOtBu	98%	756526-06-4	1g
H122163	H ₂ N-PEG ₂₄ -CH ₂ CH ₂ COOtBu	95%	1104076-62-1	1g,250mg
H122167	HO-PEG ₈ -CH ₂ CH ₂ COOH	97%	937188-60-8	1g
H122174	HS-PEG ₄ -CH ₂ CH ₂ COOH	95%	749247-06-1	1g,250mg
H122175	HS-PEG ₈ -CH ₂ CH ₂ COOH	95%	866889-02-3	1g,250mg
H124617	六聚乙二醇单癸醚	95%	5168-89-8	1ml,5ml
H157168	七聚乙二醇单十二醚	>97.0%(GC)	3055-97-8	1g,5g
H163762	HOOC-PEG ₄ -COOH	95%	0	100mg,500mg
H163764	HO-PEG ₄ -Azide	95%	0	100mg,500mg
H163765	HO-PEG ⁴ -NH ₂	95%	0	100mg,500mg
M122058	甲基-PEG ₄ -NHS 酯	98%	622405-78-1	100mg,25mg
M122059	甲基-PEG ₈ -NHS 酯	97%	756525-90-3	100mg,25mg
M122060	甲基-PEG ₁₂ -NHS 酯	97%	756525-94-7	100mg,25mg
M122176	Maleimide-PEG ₂ -succinimidyl ester	99%	955094-26-5	250mg,50mg
M163931	Maleimide-PEG ₄ -Azide	0	0	100mg,500mg
N164042	NH ₂ -PEG ₄ -COOH	95%	0	100mg,500mg
N164045	NH ₂ -PEG ₄ -SH	≥ 95%	0	100mg,500mg
P124628	五聚乙二醇单癸醚	99%	23244-49-7	1ml,5ml
S166724	SPDP-dPEG ₈ -NHS ester New	>90%	1252257-56-9	100mg
T124631	四聚乙二醇单辛醚	99%	19327-39-0	1g,5g

*PEG树枝状大分子和多臂PEG

项目号	中文名	规格	CAS	包装
A163085	二臂 / 支 PEG 羧酸	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
A163086	二臂 / 支 PEG 羧酸	MW 4000 Da	-	100mg,500mg
A163087	二臂 / 支 PEG 胺	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
A163088	二臂 / 支 PEG 胺	MW 4000 Da	-	100mg,500mg

项目号	中文名	规格	CAS	包装
A163089	二臂 / 支 PEG 生物素	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
A163090	二臂 / 支 PEG 生物素	MW 4000 Da	-	100mg,500mg
A163091	二臂 / 支 PEG 马来酰亚胺	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
A163092	二臂 / 支 PEG 马来酰亚胺	MW 4000 Da	-	100mg,500mg
A163093	二臂 / 支 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
A163094	二臂 / 支 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 4000 Da	-	100mg,500mg
A163095	四臂 PEG 天冬氨酸	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
A163096	四臂 PEG 天冬氨酸	MW 20000 Da	-	100mg,500mg
A163097	四臂 PEG 半胱氨酸	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
A163098	四臂 PEG 半胱氨酸	MW 20000 Da	-	100mg,500mg
A163099	四臂 PEG 谷氨酸	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
A163100	四臂 PEG 谷氨酸	MW 20000 Da	-	100mg,500mg
A163101	四臂 PEG 谷胱甘肽	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
A163102	四臂 PEG 谷胱甘肽	MW 20000 Da	-	100mg,500mg
A163103	四臂 PEG L- 赖氨酸	MW 10000 Da	-	1g,250mg
A163104	四臂 PEG L- 赖氨酸	MW 20000 Da	-	1g,250mg
A163105	四臂 PEG 马来酰亚胺	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
A163106	4 Arm PEG Maleimide	95%, MW 20000 Da	-	100mg,500mg
A163107	4 Arm PEG Maleimide	95%, MW 5000 Da	-	100mg,500mg
A163108	4 Arm PEG NHS	95%, MW 10000 Da	-	100mg,500mg
A163109	4 Arm PEG NHS	95%, MW 2000 Da	-	100mg,500mg
A163110	4 Arm PEG NHS	95%, MW 20000 Da	-	100mg,500mg
A163111	四臂 PEG N- 羟基琥珀酰亚胺	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
A163112	四臂 PEG DTPA	MW 20000 Da	-	100mg,500mg
A163113	四臂 PEG NTA	MW 20000 Da	-	250mg,50mg
A163114	四臂 PEG 丙烯酸酯	MW 10000 Da	-	1g,250mg
A163115	四臂 PEG 丙烯酸酯	MW 20000 Da	-	1g,250mg
A163116	四臂 PEG 丙烯酸酯	MW 5000 Da	-	1g,250mg
A163117	4-Arm PEG Amine	95%, MW 10000 Da	-	1g,250mg
A163118	4-Arm PEG Amine	95%, MW 2000 Da	-	1g,250mg
A163119	4-Arm PEG Amine	95%, MW 20000 Da	-	1g,250mg
A163120	4-Arm PEG Amine	95%, MW 5000 Da	-	250mg
A163121	四臂 PEG 生物素	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
A163122	四臂 PEG 生物素	MW 20000 Da	-	100mg,500mg
A163123	四臂 PEG 生物素	MW 5000 Da	-	100mg,500mg
A163124	四臂 PEG 巯基	MW 10000 Da	-	1g,250mg

项目号	中文名	规格	CAS	包装
A163125	四臂 PEG 巯基	MW 2000 Da	-	1g,250mg
A163126	4-Arm PEG Thiol	95%, MW 20000 Da	-	1g,250mg
A163127	4-Arm PEG Thiol	95%,MW 5000 Da	-	1g,250mg
A163128	四臂 PEG 乙烯砜	MW 10000 Da	-	100mg
A163129	四臂 PEG 乙烯砜	MW 20000 Da	-	100mg
A163130	四臂 PEG 乙烯砜	MW 5000 Da	-	100mg
A163131	八臂 PEG 生物素	MW 10000 Da	-	100mg,25mg
A163132	八臂 PEG 生物素	MW 20000 Da	-	100mg,25mg
A163133	八臂 PEG 生物素	MW 40000 Da	-	100mg,25mg,500mg
A163134	八臂 PEG L- 赖氨酸	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
A163135	八臂 PEG L- 赖氨酸	MW 20000 Da	-	100mg,500mg
A163136	8 Arm PEG Maleimide	95%, MW 10000 Da	-	1g,250mg,50mg
A163137	8 Arm PEG Maleimide	95%,MW 20000 Da	-	100mg,25mg,500mg
A163138	8 Arm PEG Maleimide	95%,MW 40000 Da	-	100mg,25mg,500mg
A163139	八臂 PEG 乙烯砜	MW 10000 Da	-	25mg
A163140	八臂 PEG 乙烯砜	MW 20000 Da	-	25mg
A163141	八臂 PEG 乙烯砜	MW 40000 Da	-	25mg
A163142	八臂 PEG 胺	MW 10000 Da	-	100mg,500mg
A163143	八臂 PEG 胺	MW 20000 Da	-	100mg,500mg
A163144	8-Arm PEG Amine	95%, MW 40000 Da	-	100mg,500mg
A163145	8-Arm PEG NHS	95%,MW 10000 Da	-	100mg,500mg
A163146	8-Arm PEG NHS	95%,MW 20000 Da	-	100mg,500mg
A163147	8-Arm PEG NHS	95%,MW 40000 Da	-	100mg,500mg
A163148	8-Arm PEG Thiol	95%, MW 10000 Da	-	100mg,500mg
A163149	八臂 PEG 巯基	MW 20000 Da	-	100mg,500mg
A163150	八臂 PEG 巯基	MW 40000 Da	-	100mg,500mg

*聚乙二醇

项目号	中文名	规格	CAS	包装
P103718	聚乙二醇	average Mn 200	25322-68-3	500g,5kg
P103719	聚乙二醇	average Mn 1000	25322-68-3	500g,5kg
P103721	聚乙二醇	average Mn 1500	25322-68-3	500g,5kg
P103723	聚乙二醇	average Mn 2000	25322-68-3	500g,5kg
P103724	聚乙二醇	average Mn 4000	25322-68-3	25kg,500g,5kg
P103725	聚乙二醇	average Mn 6000	25322-68-3	250g,500g,5kg

项目号	中文名	规格	CAS	包装
P103726	聚乙二醇	average Mn 800	25322-68-3	1kg,250g,500g,5kg
P103727	聚乙二醇	average Mn 600	25322-68-3	500g,5kg
P103728	聚乙二醇	average Mn 300	25322-68-3	500g,5kg
P103730	聚乙二醇	average Mn 20000	25322-68-3	100g,1kg,250g,500g,5kg
P103731	聚乙二醇	average Mn 10000	25322-68-3	100g,250g,500g,5kg
P103734	聚乙二醇	average Mn 8000	25322-68-3	1kg,250g,5kg
P103737	聚乙二醇	average Mn 400	25322-68-3	250g,500g,5kg

aladdin[®]

阿拉丁[®]

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

客服电话：400-620-6333

订购传真：021-5032 3701

订购/客服Email：Sale@aladdin-e.com

售后服务Email：Service@aladdin-e.com

地址：上海市浦东新区新金桥路196号杉达大厦6层



2020 V1