

pNPP 终止液

pNPP Stop Solution

pNPP Stop Solution 用于终止 pNPP 底物显色反应，终止后的反应产物为黄色，OD 值稳定，适合读取 405nm~420nm 吸光度。本产品不含强碱成分，运输、管理、使用更加安全。pNPP Stop Solution 不会出现终止后 OD 值逐渐升高或下降，因此检测结果更加准确。

产品货号 Cat no: P616352

包装规格 Package size: 500mL/1L

pH 值 pH value: 6.0-8.0

保质期 Shelf life: 3 years

储 存 Storage: RT

应 用 Application: ELISA

用法说明 Instruction:

ELISA 显色终止步骤:

1. 显色: 各孔加入 pNPP 底物 100 μ L, 孵育一定时间, 溶液逐渐变黄。
2. 终止: 加入 pNPP 终止液 405 各 100 μ L, 终止后, 溶液颜色不变。
3. 检测: 用酶标仪检测 OD405 或 OD405/630。

相关产品 Related products:

Aladdin 系列阻断剂:

干扰消除稀释液 (货号 N616301)

5×干扰消除剂 (货号 N616304)

Aladdin 系列蛋白稳定剂:

包被板稳定剂 (货号 P615667)

抗体稳定剂 (货号 A615676)

HRP 稳定剂 (货号 H615758)

AP 稳定剂 (货号 A615749)

Aladdin 系列封闭液:

ELISA 封闭液 (货号 E615777)

Western blot 封闭液 (货号 W615811)

Aladdin 系列显色底物:

单组份 BCIP/NBT 显色液 (货号 B615621)

单组份 TMB ELISA 底物 (货号 T615600)

单组份 TMB 膜底物 (货号 T615613)

pNPP 底物 (货号 P615624)

科研使用或进一步用于检测试剂盒的生产。不能用于人体或动物!