



MEM α 培养基

M1370044

储存温度 2-8℃ 储存

产品介绍

MEM α 是一种改良的 MEM 培养基, 广泛用于哺乳动物细胞培养以及转染 DHFR 阴性细胞的筛选。MEM α 可用于各种悬浮和贴壁的哺乳动物细胞, 包括角质形成细胞、原代大鼠星形胶质细胞和人黑色素瘤细胞。

本培养基含: 1.0g/L 葡萄糖、0.292g/L L-谷氨酰胺、酚红、核苷等。

使用说明

根据具体实验使用, MEM α 不含蛋白质、脂质或生长因子。因此, MEM α 需要补充剂, 通常添加 10% 胎牛血清 (FBS)。MEM α 使用碳酸氢钠缓冲系统 (2.2 g/L), 因此需要 5 ~ 10% CO₂ 环境来维持生理 pH 值。

注意事项

- 1、注意避免溶液被微生物污染, 避免冻融。
- 2、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。