

## Lys-N 蛋白酶 (质谱级)

rp227310

储存温度 -20°C 储存。

### 产品介绍

质谱级 Lys-N 蛋白酶特异性水解在赖氨酸片段的 N 端的肽键。新的酶切 N 端的系列蛋白酶。

### pH 值范围:

在 PH7-9 时, Lys-N 具有最佳活性。

### 适用范围:

Lys-N 蛋白酶特异性水解变性后蛋白质 K 位。

### 通用溶液酶解法:

Lys-N 蛋白酶按照 1:50 蛋白酶和蛋白的量(w/w)使用, 37°C 水浴酶切 4 小时。

### 缓冲溶液:

50mM 碳酸氢铵缓冲溶液或 50mM Tris-HCl 缓冲溶液 (pH8) 。

### 组分表

rp227310	Component	20µg	Storage
rp227310A	Lys-N	20µg	-20°C. Avoid freeze/thaw cycle.
rp227310B	50mM 醋酸锌溶液	400µl	-20°C. Avoid freeze/thaw cycle.