

Tris/MOPS/SDS 电泳缓冲液 (20×)

T1491434

储存温度 2-8℃ 储存。避光储存。

产品介绍

3-(N-吗啉基)丙磺酸简称 MOPS，是一种生物缓冲试剂，常用于电泳缓冲液的配制。本公司生产的 Tris/MOPS/SDS 电泳缓冲液由 Tris、MOPS、SDS 等组成，适用于 Bis-Tris 体系的凝胶电泳，25℃ 时其 pH 值为 7.7 左右。

使用说明

本产品为 20× 浓缩液，请用蒸馏水或去离子水稀释至 1× 电泳缓冲液后方可使用。

注意事项

- 1、本产品在环境温度较低时可能会有结晶析出，此为正常现象。可加热助溶，待溶解完全后再行稀释使用；
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
- 3、本产品仅限科研使用。