

多价胨

货号: P1522340 | 规格: 250g | 保存条件: 室温

产品信息

项目	内容
货号	P1522340
英文名称	Polypeptone
规格或纯度	BioReagent,适用于微生物学
稳定性与储存	Store at room temperature long term (36 months).
储存条件	室温
运输条件	常规运输

产品概述

本品以优质蛋白为原料,精制加工而成的干燥粉末。营养齐全,可培养各类细菌。培养基原材料,提供细菌生长所需的生长因子。

使用方法

培养基原料,充分溶解,灭菌后使用。

常规各项理化指标

感官指标

项目	要求
形态	呈粉末状、无结块现象
色泽	浅黄色或褐色粉末
气味	有产品特有的气味,无其它异味
杂质	无正常视力可见的外来杂质



上海阿拉丁生化科技股份有限公司
上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 楼
客服热线：400-620-6333
购买邮箱：sales@aladdin-e.com
客服邮箱：customer-care@aladdin-e.com
股票代码：688179
www.aladdin-e.com

理化指标

项目	试剂级
总氮量 (以干基计) %	≥12.0%
氨基氮 (以干基计) %	≥2.5%
干燥失重 %	≤7.0%
炽灼残渣 %	≤10.0%
PH 值 (2%水溶液)	4.5~7.0

联系我们 / 全球办公室

如您对产品有技术问题、需要询价或查询订单状态，我们各地区的客户服务和技术支持团队可随时为您提供协助，请就近联系您所在区域的办公室。

中国区销售与客户服务
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 楼
电话: 400-620-6333
购买邮箱: sales@aladdin-e.com
客服邮箱: customer-care@aladdin-e.com
股票代码: 688179

免责声明

- 本产品仅供科研使用，不得用于医药、临床诊断或治疗、食品、化妆品及家庭等用途。
- 本产品不是按欧盟 IVDR (EU) 2017/746 取得 CE 认证的体外诊断器械，也未取得 FDA 批准（21 CFR）。仅限有资质的科研单位、企业及专业人员用于研发用途。
- 若产品任一组分按 GHS（GB 30000 系列）属于危险化学品，相关的安全技术说明书（SDS）的内容优先于本说明书，请参照 SDS 进行储存、操作和废弃。
- 实验结果受样本类型、样本状态、操作过程、操作者技术等因素影响。用户应根据具体样本和下游应用进行适用性验证。
- 阿拉丁产品标签、SDS、COA 和已批准规格优先于本说明书。若产品配方、标签、SDS、储存条件或质量标准发生变更，本文档会重新审核和发布。