

豚鼠血清

G501306

储存温度 -20℃ 储存

产品介绍

豚鼠血清系采集健康豚鼠血液为原料，经多级无菌过滤（四级至 0.40μmPVDF 微孔滤芯）后分装而成。

适用范围

适用于生化研究、医学研究及体外诊断试剂研究与生产。

血清的解冻

从冷冻箱取出后，先置于 2-8℃ 的冰箱使之溶解，然后在室温下规则摇晃均匀至全溶。

注意事项

- 1.注意冷冻保存。
- 2.本产品未经灭活，如需灭活，严格按照要求 56℃、30 分钟并摇匀的方法进行。
- 3.注意无菌操作，低温保存，开封后尽快使用。
- 4.避免超长时间超远距离运输。