

## GelatiNSBlock 10%

## GelatiNSBlock 10%

GelatiNSBlock 10%(FI) 为高纯度深海鱼明胶溶液，具有优异的封闭、稳定特性，同时具有提高反应系统的信噪比，灵敏度和特异性。产品可用于配制样品稀释液、洗涤液、抗体稀释液等反应缓冲液。本产品也可用于敏感蛋白质的冻干保护。产品不含血源成分，是血清白蛋白有效替代品。

**产品货号** Cat no: G615762

**包装规格** Package size: 100mL/500mL/1000mL

**pH 值** pH value: 6.5±0.5

**蛋白含量** Protein Content: 10±0.5%

**保质期** Shelf life: 3 years

**储存** Storage: 2-8℃

**应用** Application:

Western blot / ELISA/ Chemiluminescence/ Microarray/ etc.

**用法说明** Instruction:

**配制封闭液/稀释液/工作液:** 取所需量的 GelatiNSBlock 10%(FI), 添加至所需溶液中, 调节至所需 pH 后使用或储存于 2~8℃。进一步添加终浓度为 0.1%~0.5% 的吐温 20 或其他表面活性剂, 可能增强封闭效果。

**相关产品** Related products:

**Aladdin 系列阻断剂:**

干扰消除稀释液 (货号 N616301)

5×干扰消除剂 (货号 N616304)

**Aladdin 系列蛋白稳定剂:**

包被板稳定剂 (货号 P615667)

抗体稳定剂 (货号 A615676)

HRP 稳定剂 (货号 H615758)

AP 稳定剂 (货号 A615749)

**Aladdin 系列封闭液:**

ELISA 封闭液 (货号 E615777)

Western blot 封闭液 (货号 W615811)

**Aladdin 系列显色底物:**

单组份 BCIP/NBT 显色液 (货号 B615621)

单组份 TMB ELISA 底物 (货号 T615600)

单组份 TMB 膜底物 (货号 T615613)

pNPP 底物 (货号 P615624)

**科研使用或进一步用于检测试剂盒的生产。不能用于人体或动物!**