

GelatiNSBlock 10%**GelatiNSBlock 10%**

GelatiNSBlock 10%(PI) 为高纯度猪皮明胶溶液，具有优异的封闭、稳定特性，同时具有提高反应系统的信噪比，灵敏度和特异性。产品可用于配制样品稀释液、洗涤液、抗体稀释液等反应缓冲液。本产品也可用于敏感蛋白质的冻干保护。产品不含血源成分，是血清白蛋白有效替代品。

产品货号 Cat no: G615762

包装规格 Package size: 100mL/500mL/1000mL

pH 值 pH value: 6.3 ± 0.5

蛋白含量 Protein Content: $10 \pm 0.5\%$

保质期 Shelf life: 3 years

储 存 Storage: $2-8^{\circ}\text{C}$

应 用 Application:

Western blot / ELISA/ Chemiluminescence/ Microarray/ etc.

用法说明 Instruction:

配制封闭液/稀释液/工作液：取所需量的 GelatiNSBlock 10%(PI)，添加至所需溶液中，调节至所需 pH 后使用或储存于 $2-8^{\circ}\text{C}$ 。进一步添加终浓度为 $0.1\% \sim 0.5\%$ 的吐温 20 或其他表面活性剂，可能增强封闭效果。

相关产品 Related products:

Aladdin 系列阻断剂:

干扰消除稀释液 (货号 N616301)

5×干扰消除剂 (货号 N616304)

Aladdin 系列蛋白稳定剂:

包被板稳定剂 (货号 P615667)

抗体稳定剂 (货号 A615676)

HRP 稳定剂 (货号 H615758)

AP 稳定剂 (货号 A615749)

Aladdin 系列封闭液:

ELISA 封闭液 (货号 E615777)

Western blot 封闭液 (货号 W615811)

Aladdin 系列显色底物:

单组份 BCIP/NBT 显色液 (货号 B615621)

单组份 TMB ELISA 底物 (货号 T615600)

单组份 TMB 膜底物 (货号 T615613)

pNPP 底物 (货号 P615624)

科研使用或进一步用于检测试剂盒的生产。不能用于人体或动物!