

Western blot 封闭液

Western blot Blocker

Western blot (5×酪蛋白 PBS) 封闭液含高度纯化的酪蛋白分子以及特有的封闭因子，提供优异的封闭性能，用于饱和封闭印迹膜或其他固相表面，进而降低本底、降低变异系数 (CV)，提高检测灵敏度。产品也可用于其他蛋白包被表面的封闭，适用于大多数检测系统。

产品货号 Cat no: W615811

包装规格 Package size: 50mL/125mL/250mL/500mL/1000mL

pH 值 pH value: 7.4±0.2

蛋白质 Protein: casein

防腐剂 Preservative: 0.0015% (w/v) 异噻唑啉酮

保质期 Shelf life: 2 years

储存 Storage: 2-8°C

应用 Application:

Western blot: 稀释为 1×工作液后使用，用于封闭印迹膜、稀释抗体、酶标二抗。

用法说明 Instruction:

Western blot (5×酪蛋白 PBS) 封闭液为 5×浓缩封闭液，需用 1 份 5×酪蛋白封闭液 PBS 加入到 4 份 (如 100mL+400mL buffer) 纯水中，摇匀后作为 1×酪蛋白封闭液 PBS 使用。为避免污染，建议现配现用。

Western blot 印迹膜封闭 (示例)：

1. 蛋白转印固定；
2. 封闭：加入适量 1×酪蛋白封闭液 PBS，20-37°C 孵育一定时间，通 15-90 分钟即可；过夜封闭可能更佳。
3. 检测：按照实验步骤进行下一步实验。

推荐用 1×酪蛋白封闭液 PBS 稀释一抗、二抗，本底更佳。

相关产品 Related products:

Aladdin 系列阻断剂:

干扰消除稀释液 (货号 N616301)

5×干扰消除剂 (货号 N616304)

Aladdin 系列蛋白稳定剂:

包被板稳定剂 (货号 P615667)

抗体稳定剂 (货号 A615676)

HRP 稳定剂 (货号 H615758)

AP 稳定剂 (货号 A615749)

Aladdin 系列封闭液:

ELISA 封闭液 (货号 E615777)

Western blot 封闭液 (货号 W615811)

Aladdin 系列显色底物:

单组份 BCIP/NBT 显色液 (货号 B615621)

单组份 TMB ELISA 底物 (货号 T615600)

单组份 TMB 膜底物 (货号 T615613)

pNPP 底物 (货号 P615624)

科研使用或进一步用于检测试剂盒的生产。不能用于人体或动物!