

Western blot 封闭液

Western blot Blocker

Western blot (Protein-free) 封闭液不含蛋白质成分，避免蛋白间交叉反应，用于饱和封闭聚苯乙烯微孔板或其他表面，作为免疫印迹（Western blotting）实验的样品（一抗）稀释液、二抗稀释液同时使用，本底更低。

产品货号 Cat no: W615811

包装规格 Package size: 50mL/125mL/250mL/500mL/1000mL

pH 值 pH value: 7.0 ± 0.5

蛋白质 Protein: None

防腐剂 Preservative: 0.0015% (w/v) 异噻唑啉酮

保质期 Shelf life: 3 years

储 存 Storage: $2-8^{\circ}\text{C}$

应 用 Application:

Western blot: 用于封闭印迹膜、稀释抗体。

用法说明 Instruction:

Western blot (Protein-free) 封闭液需平衡至反应温度，摇匀后使用。

Western blot 印迹膜封闭（示例）：

1. 蛋白转印固定；
2. 封闭：加入适量无蛋白封闭液， $20-37^{\circ}\text{C}$ 孵育一定时间，通常 15-90 分钟即可；过夜封闭可能更佳。
3. 检测：按照实验步骤进行下一步实验。

推荐同时用无蛋白封闭液稀释一抗、二抗，本底更佳。

相关产品 Related products:**Aladdin 系列阻断剂:**

干扰消除稀释液 (货号 N616301)

5×干扰消除剂 (货号 N616304)

Aladdin 系列蛋白稳定剂:

包被板稳定剂 (货号 P615667)

抗体稳定剂 (货号 A615676)

HRP 稳定剂 (货号 H615758)

AP 稳定剂 (货号 A615749)

Aladdin 系列封闭液:

ELISA 封闭液 (货号 E615777)

Western blot 封闭液 (货号 W615811)

Aladdin 系列显色底物:

单组份 BCIP/NBT 显色液 (货号 B615621)

单组份 TMB ELISA 底物 (货号 T615600)

单组份 TMB 膜底物 (货号 T615613)

pNPP 底物 (货号 P615624)

科研使用或进一步用于检测试剂盒的生产。不能用于人体或动物!