

UltraPure dNTP Mix (10 mM each)

项目号: U665648 (5 mL)

保存条件: -20°C

产品简介

本产品是 dATP、dGTP、dCTP、dTTP 的等摩尔数混合物 (各 10mM), 可与所有的耐热聚合酶配套使用。UltraPure dNTP 纯度均达到 99% 以上。

组分

UltraPure dNTP Mix (10 mM each), 5×1ml

使用方法

UltraPure dNTP (10 mM each) 可直接使用, 或用调节至中性 (PH7.5 左右) 的无菌超纯水稀释至适当浓度使用。可用于要求较高的 PCR 反应 (如 Real-time PCR)、DNA 序列测定、分子标记、cDNA 合成等。