

dNTP Mix (10 mM each)

项目号: D665873 (5 mL)

保存条件: $-30 \sim -15^{\circ}\text{C}$

产品内容

组分	D665873 5ml
dNTP Mix (10 mM each)	5×1 ml

产品简介

本产品是 dATP、dGTP、dCTP、dTTP 的等摩尔数混合物 (各 10mM), 可与所有的耐热聚合酶配套使用。dNTP 纯度均达到 98% 以上。

使用方法

dNTP (10 mM each) 可直接使用, 或用调节至中性 (PH7.5 左右) 的无菌超纯水稀释至适当浓度使用。可用于 PCR 反应、Real-time PCR、DNA 序列测定、分子标记、cDNA 合成等。