

Western 抗体稀释液

W666033

产品简介:

Western 通用型抗体稀释液经过反复优化的适量 BSA、缓冲液、去垢剂、高分子聚合物和非竞争性蛋白的优化组合，形成对抗体蛋白的保护作用，提高抗体与靶分子的特异性结合。同时也有利于防止抗体与膜或非靶蛋白形成非特异性结合，及有效提升稀释后一抗的稳定保存时间。

保存条件:

2~8°C 保存，半年有效。长期不使用可以-20°C 保存。

操作流程:

按照抗体说明书推荐条件用 Western 通用型抗体稀释液对相应一、二抗进行稀释。以 1:1000 的比例稀释为例，即将 1 μ L 抗体加入 1000 μ L Western 通用型抗体稀释液中。

注意事项:

本品含有 BSA，如出现长菌情况请停止使用。

温馨提示:

为了您的自身安全，使用试剂前，请做好防护，如穿实验服，带手套等。