

## PBS, DNase&RNase Free

### P743267

储存温度 2-8℃储存。

#### 产品介绍

磷酸缓冲盐溶液 (1×PBS, 无 DNA/RNA 酶, 细胞培养级) 是最常用的缓冲溶液之一, 主要由氯化钠、氯化钾、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾组成, 不含  $\text{Ca}^{2+}$ 、 $\text{Mg}^{2+}$ , pH 值为 7.2-7.4, 该试剂无 DNA/RNA 酶, 经高温高压灭菌, 可用于细胞培养过程中细胞的洗涤或其他常规用途。该试剂为 1×工作液, 可以直接使用。

组分	浓度
NaCl	137mM
KCl	2.67mM
$\text{Na}_2\text{HPO}_4$	10mM
$\text{KH}_2\text{PO}_4$	2mM

#### 注意事项

- 1、在使用 PBS 的过程中要特别注意避免溶液被微生物与酶污染。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。