

样品还原剂 (10X)

S751583

储存温度 -20℃ 储存

产品介绍

阿拉丁生产的 UltraBio™ Sample Reducing Agent (10X), 可以非常有效地打开蛋白样品中的二硫键, 使蛋白质处于还原状态, 适用于 Tris-Glycine、Bis-Tris 等系统的聚丙烯酰胺凝胶的还原性蛋白电泳。

使用说明

1. 本产品浓度为 10×, 使用时使其终浓度为 1×即可。
2. 可加入到非还原性蛋白上样缓冲液中使用, 即为还原性蛋白上样缓冲液。

注意事项

1. 本产品置于-20℃ 储存, 避免反复冻融。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。