

蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物（真菌或酵母抽提用，50X）

P752093

产品包装：

P752093	Component	3x2 mL	3x10 mL	Storage
P752093A	蛋白酶抑制剂混合物（50X）	2 mL	10 mL	-20°C. Avoid freeze/thaw cycle
P752093B	磷酸酶抑制剂混合物（50X）	2 mL	10 mL	-20°C. Avoid freeze/thaw cycle
P752093C	50mM EDTA	2 mL	10 mL	-20°C. Avoid freeze/thaw cycle

保存条件：

-20°C 保存

产品简介：

蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物（真菌或酵母抽提用，50X）是一种用于真菌或酵母蛋白提取的蛋白酶和磷酸酶抑制剂混合物组合。本品含蛋白酶抑制剂混合物(50×)，磷酸酶抑制剂混合物(50×)，各 1 支。

蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物（真菌或酵母抽提用，50X）是针对真菌或酵母蛋白提取的蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物。对于丝氨酸、半胱氨酸和酸性蛋白酶/氨基肽酶，以及丝氨酸/苏氨酸、酪氨酸、酸性及碱性磷酸酶等酶具有广谱的抑制作用，能够有效的防止真菌或酵母蛋白质的降解。

操作流程：

以 1: 50 的比例加入裂解液中，例如在 96μL 裂解液中分别加入 2μL 蛋白酶抑制剂混合物 (50×)，2μL 磷酸酶抑制剂混合物 (50×)。

温馨提示：

为了您的自身安全，使用试剂前，请做好防护，如穿实验服，带手套等。