

蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物（细菌抽提用, 50X）

P752094

产品包装：

P752094	Component	3×2mL	3×10 mL	Storage
P752094A	蛋白酶抑制剂混合物（50X）	2 mL	10 mL	-20°C. Avoid freeze/thaw cycle
P752094B	磷酸酶抑制剂混合物（50X）	2 mL	10 mL	-20°C. Avoid freeze/thaw cycle
P752094C	0.05M EDTA	2 mL	10 mL	-20°C. Avoid freeze/thaw cycle

保存条件：

-20°C 保存

产品简介：

蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物（细菌抽提用, 50X）是一种用于细菌蛋白提取的蛋白酶和磷酸酶抑制剂混合物组合。本品含蛋白酶抑制剂混合物(50×)，磷酸酶抑制剂混合物(50×) 混合物，0.05M EDTA，各 1 支。

蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物（细菌抽提用, 50X）是针对细菌蛋白的蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物。对于丝氨酸、半胱氨酸和酸性蛋白酶/氨基肽酶，以及丝氨酸/苏氨酸、酪氨酸、酸性及碱性磷酸酶等酶具有广谱的抑制作用，能够有效的防止细胞或组织蛋白质的降解。

操作流程：

以 1：50 的比例加入裂解液中，例如在 94μL 裂解液中分别加入 2μL 蛋白酶抑制剂混合物（50×），2μL 磷酸酶抑制剂混合物(50×)，2μL 50mM EDTA（pH8.0）

温馨提示：

为了您的自身安全，使用试剂前，请做好防护，如穿实验服，带手套等。