

小牛血清（细胞培养专用）

C774389

储存温度

-20℃ 储存，避免反复冻融。

产品简介

小牛血清（细胞培养专用）是采用健康小牛血液为原料加工而成，经无菌采集、分离、微孔过滤分装而成，无细菌、真菌、支原体等。

使用方法

1、根据具体实验来使用。

注意事项

- 1、注意避免反复冻融。反复冻融可能产生沉淀，可以通过无菌条件下，3500 rpm 离心 10 min 除去沉淀。
- 2、注意无菌操作。