

蛋白酶抑制剂混合物（适用于细菌，不含 EDTA, 100X）

P776695

储存温度 -20℃ 储存

产品介绍

蛋白酶抑制剂混合物（适用于细菌，不含 EDTA, 100X）是针对细菌蛋白提取等的蛋白酶抑制剂混合物。该抑制剂对于丝氨酸蛋白酶、氨基肽酶、半胱氨酸蛋白酶、酸性蛋白酶等蛋白酶具有广谱的抑制作用，能够有效的防止细菌裂解物中蛋白质的降解。

使用方法

以 1: 100 的比例加入裂解液中，例如在 100 μ L 裂解液中分别加入 1 μ L 蛋白酶抑制剂混合物（适用于细菌，不含 EDTA, 100X）。

注意事项：

为了您的自身安全，使用试剂前，请做好防护，如穿实验服，带手套等。