

SOC 肉汤培养基

S778417

储存温度 室温避光干燥保存，保质期三年。

产品介绍

本产品用于基因工程大肠杆菌培养。

成分 (g/L)

胰蛋白胨	20.0
酵母浸粉	5.0
氯化钠	0.5
氯化钾	0.186
氯化镁	0.95
硫酸镁	1.2
葡萄糖	3.6
pH 值 (25℃)	7.0±0.2

使用说明

称取本品 31.4g，溶解于 1000ml 蒸馏水或去离子水中，加热煮沸至完全溶解，分装，116℃高压灭菌 30 分钟，备用。

注意事项

1. 配制前请保证所需器材洁净。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。